

## Manus - stół do terapii ręki

### Opis produktu:



Stolik Manus przeznaczony jest dla pacjentów borykających się ze schorzeniami ręki. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby odwzorowywać zadania ruchowe zaczerpnięte z życia codziennego, takie jak sznurowanie obuwia, zamykanie i otwieranie zamków, doskonalenie chwytu i wiele innych.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Manus - stół do terapii ręki

Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń czynnych, ćwiczeń oporowych chorej ręki oraz poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Stolik znajduje swoje zastosowanie wśród pacjentów neurologicznych, ortopedycznych oraz u chorych z problemami reumatycznymi.

Manus składa się z pięciu wysuwanych szuflad, które służą do przechowywania tablic, dwóch składanych bocznych półek oraz jednej głównej półki z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu roboczego.

Oferujemy w sprzedaży również wyposażenie do stolika Manus, które może zawierać różnego rodzaju tablice do rehabilitacji kończyny górnej.

### Dane techniczne

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 115 cm |
| Szerokość | 78 cm  |
| Wysokość  | 105 cm |

### Informacje:

### Model:

