

Manus - tablice do rehabilitacji i ćwiczeń ręki

Opis produktu:

Tablice do rehabilitacji kończyny górnej do stolika Manus.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Tablica do rehabilitacji ręki numer 1

Tablica nr 1 to produkt składający się z metalowej płyty z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych. Do tablicy dołączony jest organizator na narzędzia w postaci drewnianej skrzynki. Pacjent wykonuje ćwiczenia czynne mające na celu poprawić przede wszystkim pronację i supinację przedramienia, udoskonalić precyzję chwytu oraz usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- drewniana skrzynka na narzędzia,
- 2 x śrubokręt krzyżakowy,
- 3 x klucz imbusowy,
- wkręty.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 2

Tablica nr 2 to produkt składający się z drewnianej płyty, na której wykonane są otwory różnych rozmiarów oraz rozmaitej wielkości kołków. Do tablicy dołączony jest organizator na kolorowe elementy w postaci drewnianej skrzyneczki. Pacjent ma za zadanie dopasować kołek do odpowiedniego otworu. Dzięki temu doskonali umiejętności chwytne, precyzje ruchów oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- drewniana skrzynka na kołki,
- 20 szt. różnej wielkości kolorowych kołków,

Tablica do rehabilitacji ręki numer 3

Tablica nr 3 to produkt, który zawiera metalową płytę z otworami o różnej średnicy, zestaw metalowych kulek oraz szczypcy proste. Do tablicy dołączony jest organizator w postaci drewnianej skrzynki na metalowe kulki, a także szczypcy. Pacjent podczas ćwiczenia musi precyzyjnie chwycić wybraną kulkę szczypcami i umieścić ją w odpowiednim otworze, co wpływa na poprawę funkcji chwytnej ręki.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- drewniana skrzynka na narzędzia,
- szczypcy proste,
- 30 szt. metalowych kulek o różnej średnicy (ø12 mm, ø15 mm).

Tablica do rehabilitacji ręki numer 4

Tablica nr 4 składa się z drewnianej płyty oraz dwóch wałków z rzepem służących do mobilizacji ręki. Tablica posiada 2 poziomy trudności oraz dwa różne rodzaje uchwytów: prosty i kulisty. Zestaw umożliwia pacjentowi wykonywanie ćwiczeń czynnych z oporem, dzięki czemu wzmacnia siłę chwytnej dłoni, mobilizuje mięśnie kończyn górnych i doskonali sprawność ruchową.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,

- drewniany wałek z uchwytem prostym,
- drewniany wałek z uchwytem kulistym.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 5

Tablica nr 5 składa się z metalowych podkładek, dystansów i prętów. Zadaniem pacjenta jest nakładanie podkładek i dystansów na metalowe pręty za pomocą szczypiec. Ćwiczenie to wymaga od pacjenta wykonania złożonych ruchów czynnych całej kończyny górnej oraz precyzyjnego chwytu, dzięki czemu pacjent poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- pręty metalowe $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 16$,
- podkładki metalowe $\varnothing 8$ (12 szt.), $\varnothing 10$ (12 szt.), $\varnothing 16$ (12 szt.),
- dystanse metalowe $\varnothing 9$ (12 szt.), $\varnothing 11$ (12 szt.), $\varnothing 17$ (12 szt.),
- szczypce wygięte.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 6

Tablica nr 6 składa się z dwóch drewnianych uchwytów: prostego i kulistego umieszczonych w drewnianej płycie. Pacjent ma za zadanie pokonanie zaprojektowanej trasy wybranym uchwytem. Ćwiczenie to wzmacnia siłę mięśniową kończyny górnej, wspomaga zgięcie stawów śródrečno-paliczkowych i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica z uchwytem prostym i kulistym.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 7

Tablica nr 7 to prosta konstrukcja składająca się z półokrągłych uchwytów metalowych. Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń czynnych chorej ręki w stawach międzypaliczkowych i śródrečno-paliczkowych, dzięki czemu poprawia zakres ruchomości i precyzję ruchów palców.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- uchwyty metalowe.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 8

Tablica nr 8 składa się z zestawu zamków i klamer. Dla wielu pacjentów są to przeszkody, z którymi zmagają się na co dzień. Produkt poprawia zdolności manualne, ponieważ wymaga od ćwiczącego precyzyjnego chwytu. Zalecana jest u pacjentów z niedowładami i deformacjami ręki.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- zamek walizkowy,
- zasuwka łazienkowa,
- haczyk okienny,
- kłódka,

- zasuwka uniwersalna.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 9

Tablica nr 9 to zestaw kolorowych drewnianych drążków różnych rozmiarów oraz linek do przeplatania. Do tablicy dołączony jest organizer na kolorowe elementy w postaci drewnianej skrzyneczki. Pacjent ma za zadanie dopasować drążek do odpowiedniego otworu. Dzięki temu doskonali umiejętności chwytność, precyzję ruchów oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- drewniana skrzynka na drążki,
- 20 szt. różnej wielkości kolorowych kołków,
- 2 szt. drewnianych drążków ze sznurkiem.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 10

Tablica nr 10 składa się z zestawu śrub, nakrętek i podkładek różnej wielkości oraz dwóch drewnianych płyt z otworami do wkręcania. Do tablicy dołączone są dwa organizery na metalowe elementy w postaci drewnianych skrzynek. Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń czynnych stawów ręki i przedramienia.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- 2 szt. drewnianych skrzynek na metalowe elementy,
- śruby metalowe $\varnothing 6$ (11 szt.), $\varnothing 8$ (11 szt.), $\varnothing 10$ (10 szt.), $\varnothing 16$ (9 szt.),
- podkładki metalowe $\varnothing 6$ (22 szt.), $\varnothing 8$ (22 szt.), $\varnothing 10$ (20 szt.), $\varnothing 16$ (18 szt.),
- nakrętki metalowe sześciokątne $\varnothing 6$ (11 szt.), $\varnothing 8$ (11 szt.), $\varnothing 10$ (10 szt.), $\varnothing 16$ (9 szt.),
- nakrętki metalowe motylkowe $\varnothing 6$ (11 szt.), $\varnothing 8$ (11 szt.), $\varnothing 10$ (10 szt.), $\varnothing 16$ (9 szt.).

Tablica do rehabilitacji ręki numer 11

Tablica nr 11 to zestaw sprężyn stożkowych o różnym oporze do wkręcania i wykręcania. Produkt umożliwia wykonywanie ćwiczeń oporowych ręki z możliwością stopniowania oporu dla ćwiczącego. Zastosowane w tablicy różnego rodzaju gałki doskonałą precyzją i siłą chwytu.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- plastikowe uchwyty o różnych kształtach,
- 15 szt. sprężyn o różnym oporze.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 12

Tablica nr 12 zbudowana jest z trzech różnych prętów metalowych z drewnianymi elementami. Ćwiczenie polega na przesuwaniu drewnianych elementów po torze umieszczonym na drewnianej podstawie. Tablica ta rozwija koordynację ruchową i zdolności psychomotoryczne.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,

- trzy rodzaje prętów z elementami do przesuwania.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 13

Tablica nr 13 to produkt do funkcjonalnej rehabilitacji ręki. Składa się z drewnianego pudełka, w którym umieszczone są dwie tablice: pierwsza z cholewkami obuwniczymi oraz mankietem zapinanym na guziki i druga z paskiem i klamrami. Umożliwia wykonywanie zadań ruchowych zaczerpniętych z życia ruchowego.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica z cholewkami obuwniczymi i mankietem,
- tablica z paskiem i klamrami,
- drewniane pudełko.

Tablica do rehabilitacji ręki numer 14

Tablica nr 14 to produkt umożliwiający wykonywanie ćwiczeń palców z oporem. Do tablicy dołączony jest organizator na elementy w postaci drewnianej skrzyneczki. Dzięki tej tablicy pacjent wzmacnia siłę chwytu.

W skład zestawu wchodzi:

- tablica,
- drewniana skrzynka,
- 3 drążki krótkie,
- 1 drążek długi,
- 1 uchwyt,
- 3 sprężyny oporowe.

Informacje:

Model:

Manus - Tablice: Numer 1, Numer 2, Numer 3, Numer 4, Numer 5, Numer 6, Numer 7, Numer 8, Numer 9, Numer 10, Numer 11, Numer 12, Numer 13, Numer 14