



Podwieszka In-Situ High Easy Superfine PLUS

Opis produktu:

Podwieszka In-Situ High Easy Superfine PLUS w rozmiarze S została zaprojektowana z myślą o pełnym podparciu ciała i głowy podczas przenoszenia.

Dzięki miękkiemu wiązaniu, uniwersalnemu zapięciu na klipsy i możliwości pozostawienia podwieszki na miejscu po przeniesieniu pacjenta, podwieszka In-Situ High Easy Superfine PLUS zapewnia wygodę użytkowania i bezpieczeństwo podczas codziennych zadań opiekuńczych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka In-Situ High Easy Superfine PLUS rozmiar S

- Zaprojektowana, aby zapewnić pełne podparcie ciała i głowy podczas przenoszenia.
- Regulowane zintegrowane podparcie głowy z wyjmowanymi usztywnieniami.
- Tkaninia o niskim współczynniku tarcia w obszarach nóg dla ułatwienia aplikacji.
- Miękkie wiązanie w standardzie.
- Uniwersalne zapięcie na klipsy.
- Po przeniesieniu pacjenta podwieszkę można pozostawić na miejscu, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiedniej oceny ryzyka.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Nr katalogowy	Maksymalne obciążenie	Pomiar A	Pomiar B	Pomiar C	Pomiar D
S	HYADFSMCP	220 kg	86 - 96 cm	66 - 74 cm	76 cm	77 cm

Informacje:

Kategoria: Podwieszki do podnośników
Sposób mocowania: Klipsy

Model: