

Stretcher Sling – podwieszka noszowa do pozycji leżącej



Opis produktu:

Stretcher Sling to podwieszka noszowa do pozycji leżącej, wykonana z przewiewnej siatki. Zapewnia stabilne podparcie całego ciała, posiada miękki wałek pod szyję i pas biodrowy. Nadaje się do prania w 85°C. Doskonała do bezpiecznego transportu pacjentów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stretcher Sling – podwieszka noszowa do pozycji leżącej

Silvalea Stretcher Sling to specjalistyczna **podwieszka noszowa** zaprojektowana do bezpiecznego transportu pacjentów w **pozycji leżącej**. Zapewnia pełne, stabilne podparcie całego ciała, co sprawia, że doskonale sprawdza się w sytuacjach wymagających szczególnej ostrożności — w transporcie medycznym, opiece szpitalnej, intensywnej terapii oraz w placówkach opieki długoterminowych.

Wykonana z przewiewnej **siatki (mesh)**, gwarantuje komfort termiczny, a dodatkowe elementy wsparcia — regulowany miękki wałek szyjny oraz pas biodrowy — zwiększają bezpieczeństwo i

właściwe ułożenie pacjenta podczas podnoszenia.

Podwieszka podtrzymująca całe ciało

Zapewnia maksymalne podparcie i stabilność w pozycji leżącej.

Transport w pozycji leżącej

Idealna dla pacjentów wymagających pełnego unieruchomienia i stabilizacji.

Regulowany wałek pod szyję i pas biodrowy

Dodatkowe, wyjmowane elementy podnoszą komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Konstrukcja z oddychającej siatki

Zwiększa wentylację, co poprawia komfort podczas dłuższych procedur.

Elementy usztywniające (boards)

Zapewniają odpowiednią sztywność konstrukcji (należy je wyjąć przed praniem).

Łatwa konserwacja

Możliwość prania w 85°C i suszenia w niskiej temperaturze (do 50°C).

Zastosowanie:

- transport pacjentów w pozycji leżącej,
- transport osób po operacjach, urazach i z ograniczoną stabilizacją tułowia,
- oddziały intensywnej terapii (OIT),
- domy opieki i szpitale,
- procedury wymagające pełnego, stabilnego podparcia ciała.

Dlaczego warto wybrać Stretcher Sling?

- zapewnia maksymalną stabilność w pozycji leżącej,
- zwiększa komfort pacjenta dzięki miękkim, regulowanym elementom wsparcia,
- wykonana z oddychającej siatki medycznej,
- zaprojektowana do bezpiecznego transportu pacjentów w pełnym podparciu,
- łatwa do czyszczenia i konserwacji w placówkach medycznych.

Tabela rozmiarów

Materiał: 100% Polyester Mesh

Rozmiar	Nr katalogowy	A	B	C	D
S	033BS	86-96 cm	100-120 cm	70 cm	130 cm
M	033BM	96-108 cm	120-160 cm	80 cm	178 cm
L	033BL	108-130 cm	160-190 cm	89 cm	204 cm

Informacje:

Kategoria: Podwieszki do podnośników
Sposób mocowania: Pętle

Model:

Silvalea - Rozmiar: S, M, L