



High Easy Sling – podwieszka całego ciała z podparciem głowy

Opis produktu:

High Easy Sling to pełnokontaktowa podwieszka do transportu pacjentów, wyposażona we wbudowane podparcie głowy z wyjmowanymi usztywnieniami oraz wyściełane, podzielone sekcje nóg. Zapewnia stabilne podparcie całego ciała i komfort podczas transportu lub kąpieli. Posiada mały otwór higieniczny, uniwersalne mocowania klipsowe oraz możliwość prania w 85°C i suszenia w niskiej temperaturze.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

High Easy Sling – podwieszka całego ciała z podparciem głowy

High Easy Sling to uniwersalna, komfortowa **podwieszka do transportu pacjentów**, która zapewnia pełne podparcie ciała — w tym głowy — i stabilne wsparcie podczas przemieszczania, kąpieli lub codziennej opieki. To idealne rozwiązanie dla osób z ograniczoną mobilnością, wymagających bezpiecznego i wygodnego podparcia podczas transportu lub podnoszenia.

Produkt doskonale sprawdza się w opiece długoterminowej, rehabilitacji oraz w warunkach domowych.

Dlaczego warto wybrać High Easy Sling?

- **maksymalne bezpieczeństwo i komfort** dzięki wyściełanym sekcjom i oparciu,
- **uniwersalne mocowania** klipsowe (kompatybilne z większością podnośników),
- **funkcjonalne rozwiązania** (otwór higieniczny, zdejmowane usztywnienia) ułatwiające codzienną pielęgnację,
- **wysoka trwałość** i możliwość prania w wysokiej temperaturze — idealne dla placówek medycznych, domów opieki, a także do użytku domowego.

Pełna podwieszka z podparciem głowy

Zapewnia odpowiednie ułożenie ciała, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

Podzielone, wyściełane sekcje nóg

Miękkie, wyściełane partie nóg dbają o komfort oraz równomierne rozłożenie ciężaru.

Wyjmowane usztywnienia głowy

Umożliwiają precyzyjne dopasowanie podparcia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Mały otwór higieniczny

Ułatwia wykonywanie czynności pielęgnacyjnych bez konieczności całkowitego zdejmowania podwieszki.

Zastosowanie:

- transport pacjentów z łóżka do wózka, toalety lub łazienki,
- kąpiel i higiena pacjenta przy użyciu podnośników transportowo-kąpielowych,
- przewożenie osób z ograniczoną ruchomością, wymagających pełnego podparcia,
- opieka długoterminowa, rehabilitacja i opieka domowa.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Poliester	Mesh (Siatka)	A	B	C	D
XXXS	HYAXXXSMCP	HYBXXXSMCP	56-66 cm	50-55 cm	57 cm	60 cm
XXS	HYAXXSMCP	HYBXXSMCP	66-76 cm	56-62 cm	60 cm	69 cm
XS	HYAXSMCP	HYBXSMCP	76-86 cm	60-66 cm	63 cm	79 cm
S	HYASMCP	HYBSMCP	86-96 cm	66-74 cm	70 cm	87 cm
M	HYAMEDCP	HYBMEDCP	96-108 cm	74-80 cm	81 cm	93 cm
L	HYALRGCP	HYBLRGCP	108-130 cm	80-88 cm	93 cm	96 cm
XL	HYAXLRGCP	HYBXLRGCP	130-144 cm	88-100 cm	103 cm	102 cm
XXL	HYAXXLRGCP	HYBXXLRGCP	144-160 cm	96-104 cm	111 cm	105 cm

Informacje:

Kategoria: Podwieszki do podnośników
Sposób mocowania: Klipsy

Model:

Silvalea - Rozmiar: XXXS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Materiał: polyester, polyester mesh