

Taboret lekarski ECO



Opis produktu:

Taboret lekarski wyposażony jest w regulację wysokości przy pomocy kolumny gazowej oraz system kółek.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taboret lekarski

Taboret lekarski z tapicerowanym siedziskiem, regulacją wysokości przy pomocy kolumny gazowej oraz wyposażony w podgumowane kółka skrętne.

Cechy charakterystyczne:

- siedzisko obite skajem,
- regulacja wysokości umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie siedziska w celu dostosowania go do różnych wysokości ciała,
- łatwa do czyszczenia chromowana podstawa,,
- podgumowane kółka skrętne,
- solidna konstrukcja i niezawodna wydajność,
- kompaktowy, okrągły kształt zapewniający swobodę ruchu w ograniczonych przestrzeniach,

Dedykowany dla osób specjalizujących się w:

- stomatologii,

- chirurgii,
- ginekologii,
- medycyny estetycznej,
- medycyny weterynaryjnej,
- okulistyce,
- kosmetologii i fryzjerstwie.

Tapicerka standard, 16 kolorów:

Odporna na działanie wysokich temperatur

Odporna na ciecze (woda, krew, solanka)

Miękka, elastyczna i komfortowa powłoka

Wysoce wytrzymała, odporna na zadrapania

Łatwa w czyszczeniu

Zalecamy czyszczenie tapicerki standard wyłącznie wodą z mydłem.

Niebieski

Granatowy

Szary

Grafitowy

Czarny

Taboret lekarski - dane techniczne:

Wysokość [cm]:	51 - 71
Średnica siedziska [cm]:	36
Średnica podstawy [cm]:	60
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	6,5
Wymiary opakowania [cm]:	60 x 59 x 18

Informacje:

Opcje produktu:

Kolor tapicerki: 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard