

Orteza dłoni Saeboglove




Opis produktu:

Orteza dłoni Saeboglove to kolejny etap w rehabilitacji funkcji ręki różnych grup pacjentów, szczególnie **chorych po udarze i urazach rdzenia oraz mózgu**, gdzie występuje potrzeba niewielkiej pomocy w kierunku korekcji ustawienia palców i nadgarstka. Skuteczność ortezy Saeboglove potwierdziły badania i doświadczenia wielu pacjentów na całym świecie. **Orteza dłoni** przywraca samodzielność i precyzję chwytu, która wcześniej była niemożliwa do uzyskania.

Działanie **ortezy Saeboglove** polega na odtworzeniu naturalnego ustawienia dłoni oraz delikatnego wspierania ruchu wyprostu w poszczególnych stawach palców i w nadgarstku. Dzięki temu pacjent może funkcjonalnie i **precyzyjnie chwycić całą ręką** podczas ćwiczeń oraz czynności domowych.

Tabela rozmiarów

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza Saeboglove

Nowoczesna orteza dłoni Saeboglove pomaga pacjentom cierpiącym na urazy neurologiczne i ortopedyczne aktywnie używać dłoni podczas terapii i w domu. Lekka, dyskretna i funkcjonalna konstrukcja to tylko jedno z wielu innowacyjnych funkcji oferowanych przez ortezę Saeboglove.

Opatentowany system napinania rozciąga palce i kciuk po chwyceniu, dzięki czemu klienci mogą aktywnie używać chorej kończyny. Ta nowo odkryta wolność prowadzi do lepszego powrotu do sprawności i niezależności ruchowej.

Orteza dłoni Saeboglove - funkcje:

- Spiralna konstrukcja przedramienia zabezpiecza nadgarstek w funkcjonalnej pozycji.
- Napinacze znajdują się w stawach międzypaliczkowych palców i kciuka, aby pomóc w wyprostowaniu palców po chwyceniu.
- Poszczególne napinacze można zdjąć, aby dostosować wsparcie do potrzeb klienta.
- W zestawie znajduje się wiele rozmiarów napinaczy, aby zapewnić dopasowanie do różnych długości palców.
- Możliwy jest pełen ruch palców w stawie, aby zmaksymalizować wydajność funkcjonalną.
- Opuszki palców pokryte silikonem zwiększają przyczepność podczas chwytania.
- Antypoślizgowa wyściółka minimalizująca przemieszczanie się ortezy na dłoni.
- Orteza zawiera materiał Lycra zapewniający rozciągliwość.
- Odstonięta wewnętrzna część dłoni zwiększa przewiewność i ułatwia zakładanie.
- Lekka i wygodna.

Czym wyróżnia się orteza dłoni Saeboglove?

Rozciągliwość

Boczne panele na palcach wykonane z elastycznej Lycry zapewniają przewiewność i doskonałe dopasowanie.

Modyfikowalność

Gumki napinające wspomagają rozciąganie stawów palców i kciuka. Pięć rozmiarów pozwala na maksymalną regulację i dopasowanie w zależności od długości i osłabienia palców.

Antypoślizgowy materiał

Silikonowa wyściółka minimalizuje przesuwanie się ortezy i utrzymuje prawidłowe ułożenie. Antypoślizgowe opuszki palców poprawiają przyczepność podczas chwytania

Bezpieczeństwo

Unikalnie spiralna konstrukcja przedramienia utrzymuje nadgarstek w funkcjonalnej pozycji.

Dane techniczne:

	Tabela rozmiarów szyny
	Obwód nadgarstka (cm)

Szerokość

Ć grzbieto
wej
części
dłoni
(cm)

	10,2 - 12,7	12,7 - 14	14 - 16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	> 21,6
6,4	S	S	S			
6,4 - 7,6	S	S	M	M		
7,6 - 8,9	S	M	M	M	M	L
8,9 - 10,2			M	M	L	L
> 10,2				L	L	L

Tabela rozmiarów ortozy

Obwód dłoni (cm)

Długość
3-go
palca
(cm)

	11,4 - 14	14 - 16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24	24 - 26,6
15,2 - 16,5	XS	XS	XS			
16,5 - 17,8	XS	XS	XS	S		
17,8 - 19		S	S	S	M	
19 - 20,3			M	M	L	XL
> 20,3				L	XL	XL

Informacje:

Model:

Saebo - Ręka: Lewa, Prawa
Saebo - Rozmiar: XS, S, M, L, XL
Saebo - rozmiar szyny: S, M, L