

Wielorazowe elektrody miseczkowe EEG

Opis produktu:

Wielorazowe elektrody miseczkowe EEG wykonane ze srebra, chlorku srebra lub złota oraz wyposażone w kable silikonowe, teflonowe lub PVC o różnych długościach.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wielorazowe elektrody miseczkowe EEG

Elektrody miseczkowe wielokrotnego użytku marki Friendship są umieszczane na skórze głowy podczas badania EEG w celu pomiaru aktywności mózgu. Wykonane są ze srebra, chlorku srebra lub złota oraz wyposażone w kable silikonowe, teflonowe lub PVC o różnych długościach. Wszystkie elektrody miseczkowe są oznaczone za pomocą 10 różnych kolorów dla ułatwienia użycia.

- Pakowane po 10 sztuk.
- Niesterylne.

5032	DEG101500-SC	Złota	10 mm	Kabel silikonowy	150 cm	10 kolorów	10 szt.
5033	DEG102500-SC	Złota	10 mm	Kabel silikonowy	250 cm	10 kolorów	10 szt.
5034	DEG101500-PC	Złota	10 mm	Kabel PVC	150 cm	10 kolorów	10 szt.
5029	DEG101000	Złota	10 mm	Kabel	100 cm	10 kolorów	10 szt.

	-TF			teflonowy			
5030	DEG101500 -TF	Złota	10 mm	Kabel teflonowy	150 cm	10 kolorów	10 szt.
5031	DEG102500 -TF	Złota	10 mm	Kabel teflonowy	250 cm	10 kolorów	10 szt.
5042	DECL10150 0-SC	Ag/AgCl	10 mm	Kabel silikonowy	150 cm	10 kolorów	10 szt.
5044	DECL10150 0-PC	Ag/AgCl	10 mm	Kabel PVC	150 cm	10 kolorów	10 szt.
5039-1	DECL10100 0-TF	Ag/AgCl	10 mm	Kabel teflonowy	100 cm	10 kolorów	10 szt.
5041	DECL10250 0-TF	Ag/AgCl	10 mm	Kabel teflonowy	250 cm	10 kolorów	10 szt.
5050	DES101500- TF	Srebrna	10 mm	Kabel teflonowy	150 cm	10 kolorów	10 szt.

* Wszystkie elektrody miseczkowe są dostarczane ze złączem TP 1,5 mm.

Informacje:

Typ elektrody: Miseczkowe
Kabel: 150 cm
Kabel: 100 cm
Kabel: 250 cm
Materiał: Ag
Materiał: Au
Materiał: Ag/AgCl
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody miseczkowe - Materiał kabla: Kabel silikonowy, Kabel teflonowy, Kabel PVC
Elektrody miseczkowe - Długość kabla: 150 cm, 250 cm
Elektrody miseczkowe - Materiał miseczki: Złoto, Ag/AgCl, Srebrna