



## CROM 3

### Opis produktu:

**CROM 3** - pozwala na pomiar zgięcia, wyprostu, zgięcia bocznego i rotacji szyjnego odcinka kręgosłupa oraz protrakcji głowy.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## CROM 3

CROM III to następna generacja przyrządów pomiarowych opartych na inklinometrach. Podobnie jak oryginalny CROM, posiada opatentowaną ramę główną i jednostkę obrotową do pomiarów zakresu ruchu, a dzięki dodaniu 3-calowych inklinometrów kulowych jest łatwiejszy w użyciu. Technologia kulkowa zmniejsza czułość inklinometru na położenie pionowe, a trzycalowe inklinometry odczytują do jednego stopnia. CROM 3 można stosować do wszystkich pomiarów zakresu ruchu odcinka szyjnego.

### Informacje:

### Model: