

Lampa zabiegowa Triango 80



Opis produktu:

Lampa zabiegowa Triango 80 zapewnia personelowi medycznemu wyjątkową skuteczność dzięki natężeniu światła wynoszącemu 80 000 luksów w odległości jednego metra oraz średnicy pola świetlnego wynoszącej 18 cm. Dodatkowo różnorodne wersje sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie w każdym środowisku medycznym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lampa zabiegowa Triango 80

Natężenie światła wynoszące 80 000 luksów w odległości jednego metra i średnica pola świetlnego wynosząca 18 cm sprawiają, że personel medyczny ma do swojej dyspozycji wyjątkowo skuteczną lampę zabiegową. Pole oświetleniowe charakteryzuje się przyjemną jednolitością i możliwością bezstopniowego ściemniania. System ramion umożliwia proste i dokładne ustawienie pozycji głowicy lampy. Uchwyt ułatwia ustawienie lampy użytkownikom prawo- i leworęcznym.

Dostępne wersje

Wersja sufitowa

Wersja ścienna

Wersja mobilna

Najważniejsze cechy

Regulacja natężenia oświetlenia za pomocą pokrętła od 30% do 100%

Higieniczny, zdejmowany uchwyt do sterylizacji

Duży zakres ruchu lampy dla najlepszej dostępności światła

Informacje:

Kategoria: Lampy zabiegowe
Sposób mocowania: podstawa jezdna
Sposób mocowania: ściana
Sposób mocowania: sufit
Temperatura barwowa: stała
Temperatura barwowa: ok. 4500 K
Klasa ochrony: IP 43 (głowica lampy)
Cechy szczególne: ściemnianie bezstopniowe
Cechy szczególne: regulacja natężenia oświetlenia
Głębokość oświetlenia: 124 cm
Obsługa: obrotowy przełącznik na głowicy lampy
Pole oświetlenia: Ø 18 cm
Współczynnik oddawania barw: Ra Powyżej 95
Wydajność świetlna: 80,000 Luksów / 1,0 m

Model:

Wersja lampy: sufitowa, ścienna, mobilna