

Lampa zabiegowa Triango 80



Opis produktu:

Lampa zabiegowa Triango 80 zapewnia personelowi medycznemu wyjątkową skuteczność dzięki natężeniu światła wynoszącemu 80 000 luksów w odległości jednego metra oraz średnicy pola świetlnego wynoszącej 18 cm. Dodatkowo różnorodne wersje sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie w każdym środowisku medycznym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lampa zabiegowa Triango 80

Natężenie światła wynoszące 80 000 luksów w odległości jednego metra i średnica pola świetlnego wynosząca 18 cm sprawiają, że personel medyczny ma do swojej dyspozycji wyjątkowo skuteczną lampę zabiegową. Pole oświetleniowe charakteryzuje się przyjemną jednolitością i możliwością bezstopniowego ściemniania. System ramion umożliwia proste i dokładne ustawienie pozycji głowicy lampy. Uchwyt ułatwia ustawienie lampy użytkownikom prawo- i leworęcznym.

Dostępne wersje

Wersja sufitowa

Wersja ścienna

Wersja mobilna

Najważniejsze cechy

Regulacja natężenia oświetlenia za pomocą pokrętki od 30% do 100%

Higieniczny, zdejmowany uchwyt do sterylizacji

Duży zakres ruchu lampy dla najlepszej dostępności światła

Dane techniczne

Wydajność świetlna	80,000 Luksów / 1,0 m
Temperatura barwowa	ok. 4500 K
Pole oświetlenia / 1,0 m	Ø 18 cm
Głębokość oświetlenia	124 cm
Współczynnik oddawania barw	Ra > 95
Obsługa	obrotowy przełącznik na głowicy lampy
Klasa ochrony	IP 43 (głowica lampy)
Cechy szczególne	ściemnianie bezstopniowe
Mocowanie	sufit, ściana, stojak na kółkach

Informacje:

Ilość luksów przy 1 metrze: 80 000
 Temperatura barwowa: stała
 Sposób mocowania: ściana
 Sposób mocowania: sufit
 Sposób mocowania: podstawa jezdna
 Dodatkowe funkcje: regulacja natężenia oświetlenia

Model:

Wersja lampy: sufitowa, ścienna, mobilna