

Bananek do trakcji do stołów do terapii manualnej Terapeuta



Opis produktu:

Bananek do trakcji stanowi ważny element stołów do **terapii manualnej** z serii **Terapeuta i Galaxy**. **Bananek** oferuje terapeutom wygodny i pewny chwyt podczas wykonywania zabiegów. Jego kształt został starannie opracowany, aby zapewnić optymalne ułożenie dłoni terapeuty, minimalizując zmęczenie nawet podczas długotrwałych sesji terapeutycznych.

Bananek do trakcji wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także wysoką jakością wykonania. Jest dostępny w **12 kolorach tapicerki** typu **Lux**, co pozwala na idealne dopasowanie do estetyki gabinetu lub preferencji terapeuty. **Tapicerka Lux** charakteryzuje się wyjątkową **wytrzymałością**, potwierdzoną testami na ponad **500 000 cykli intensywnego użytkowania**.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Bananek do trakcji do stołów do terapii manualnej Terapeuta

Bananek do trakcji, mimo swojej prostoty, jest ważnym narzędziem w terapii manualnej. Umożliwia precyzyjne wykonywanie technik trakcyjnych, które są kluczowe w leczeniu wielu schorzeń kręgosłupa i stawów. W połączeniu ze **stołami do terapii manualnej serii Terapeuta i Galaxy**, tworzy kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych, klinik rehabilitacyjnych i szpitali.

Bananek do trakcji to inwestycja w jakość i efektywność zabiegów. Narzędzie, które nie tylko usprawnia pracę terapeuty, ale także przyczynia się do zwiększenia komfortu pacjenta podczas sesji terapeutycznych. Dzięki trwałości, funkcjonalności i estetyce, **bananek** stanowi wartościowe uzupełnienie wyposażenia każdego **profesjonalnego gabinetu terapii manualnej**.

Bananek do trakcji do stołów do terapii manualnej Terapeuta

Bananek pokryty jest tapicerką typu Lux, która wykazuje **wysoką odporność na hydrolizę**, co znacząco ułatwia **utrzymanie higieny**. Jest to szczególnie istotne w środowisku **medycznym**, gdzie **czystość i sterylność** sprzętu są priorytetem. Dodatkowo, materiał cechuje się wysoką odpornością na zadrapania, co gwarantuje, że bananek będzie prezentował się estetycznie nawet po latach użytkowania.

W trosce o **środowisko** i zdrowie użytkowników, **tapicerka Lux** nie zawiera **szkodliwych rozpuszczalników chemicznych**. Jest to produkt **przyjazny dla środowiska**, co wpisuje się w coraz bardziej powszechne dążenie do ekologicznych rozwiązań w **branży medycznej**.

Informacje:

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria
Typ: 2. Kształtki rehabilitacyjne

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM469 - Jasnozielony, OM225 - Czarny, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy
Bananek - Ilość sztuk: 1 szt, 2 szt