

Ładunek do staplera liniowego RLS

Opis produktu:

Ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym RLS.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stapler liniowy RLS

Stapler kowadełkowy z ładunkiem w zestawie posiada naprzemiennie ułożone dwa rzędy tytanowych zszywek. Stapler przeznaczony wyłącznie do szycia, bez możliwości cięcia.

Dane techniczne

Kod produktu	Długość linii zszywek [mm]	Kolor magazynka	Wysokość otwartych zszywek [mm]	Wysokość zamkniętej zszywki [mm]	Liczba zszywek	Liczba rzędów zszywek	Ilość szt. w opak.
RLS3035L	30	Niebieski	3,5	1,5	11	2	1
RLS4535L	45	Niebieski	3,5	1,5	15	2	1
RLS6035L	60	Niebieski	3,5	1,5	21	2	1
RLS3048L	30	Zielony	4,8	2,0	11	2	1
RLS4548L	45	Zielony	4,8	2,0	15	2	1
RLS6048L	60	Zielony	4,8	2,0	21	2	1

Informacje:

Staplery: Ładunki do staplerów

Model:

Staplery chirurgiczne Model: RLS6048L - 60 - Zielony, RLS4548L - 45 - Zielony, RLS3048L - 30 - Zielony, RLS6035L - 60 - Niebieski, RLS4535L - 45 - Niebieski, RLS3035L - 30 - Niebieski