

Stapler liniowy RLC

Opis produktu:

Stapler liniowy z nożem w ładunku, wykorzystywany do resekcji lub transsekcji organów, lub tkanek.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stapler liniowy RLC

Stapler liniowy jest zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych. Jednocześnie z wykonywanym cięciem oddziela tkanki, zespalaając każdą z nich podwójną linią zszywek.

Dane techniczne

Kod produktu	Długość lini zszywki (mm)	Rodzaj założonego magazynka	Maks. liczba strzałów	Ilość szt. w opak.
RLC6038S	60	RLC6038L	8	3
RLC6048S	60	RLC6048L	8	3
RLC8038S	80	RLC8038L	8	3
RLC8048S	80	RLC8048L	8	3

Informacje:

Staplery: Staplery liniowe

Model:

Staplery chirurgiczne Model: RLC6038S, RLC6048S, RLC8038S, RLC8048S