


Ładunek do staplera liniowego RLC

Opis produktu:

Ładunek do staplera liniowego RLC.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dane techniczne

Kod produktu	Długość linii zszywek [mm]	Kolor magazynka	Wysokość otwartej zszywki [mm]	Wysokość zamkniętej zszywki [mm]	Liczba rzędów zszywek	Ilość szt. w opak.
RLC6038L	60	Niebieski	3,8	1,5	4	6
RLC6048L	60	Zielony	4,8	2,0	4	6
RLC8038L	80	Niebieski	3,8	1,5	4	6
RLC8048L	80	Zielony	4,8	2,0	4	6

Informacje:

Staplery: Ładunki do staplerów

Model:

Staplery chirurgiczne Model: RLC6038L - 60 - Niebieski, RLC6048L - 60 - Zielony, RLC8038L - 80 - Niebieski, RLC8048L - 80 - Zielony