



2-sekcyjne łóżeczko szpitalne dla dzieci model 1452 charakteryzuje się odporną, malowaną elektrostatically metalową ramą i wyjmowanym leżyskiem z tworzywa ABS, spełniającymi wymagania placówek medycznych.

Posiada funkcje takie jak regulacja sekcji oparcia pleców, regulacja wysokości oraz pozycje Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru ramy i części plastikowych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Łóżeczko składa się malowanej elektrostatycznie metalowej ramy, która jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych w placówkach medycznych, wyjmowanego leżyska wykonanego z tworzywa ABS oraz 4 gumowych obojników.

Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz rozporządzeniem dotyczącym sprzętu medycznego 2017/745.

Odbojniki do słupków IV.

Kółka (inny typ i średnica na zamówienie).

Panele głowy i stóp wykonane są z pleksi i metalu.

Opcjonalnie: Materac piankowy o grubości 10 cm z wodoodpornym, antybakteryjnym i ognioodpornym pokrowcem.

Zalety

1. Rama zagłówka i nogi łóżeczka wykonane z metalu i pleksi.
2. Uchwyt do regulacji wysokości.
3. Przycisk blokujący/odblokowujący regulację wysokości.
4. Gumowe odbojniki na rogach łóżeczka.
5. Cztery kółka z niezależnym hamulcem (opcja).
6. Opuszczane barierki boczne automatycznym mechanizmem ryglującym do środkowej i maksymalnej wysokości.
7. Gniazda do zamocowania stojaka

Dostępne kolory
Kolor ramy i zagłówka
Kolor pleksi
Kolor oponki
Kolor tkaniny
Kolor futry
Kolor podłogi
Kolor ścian
Kolor mebli
Kolor sprzętu
Kolor akcesoriów
Kolor dodatków

Informacje:

Rodzaj: manualne

Dodatkowe funkcje: pozycja anty-Trendelenburga

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców

Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga

Model:

Materac piankowy: nie, tak