

Lampa zabiegowa Triango 130

Opis produktu:

Najwyższej klasy rozwiązanie zapewniające optymalne oświetlenie podczas drobnych procedur i zabiegów medycznych. Z imponującym natężeniem 130 000 luksów na jednym metrze, Triango 130 zapewnia oświetlenie spełniające najwyższe wymagania. Lampa ta wyznacza nowe standardy jasności i precyzji.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Maksymalna jasność

130 000 luksów na jednym metrze - ten imponujący poziom oświetlenia zapewnia optymalną widoczność i maksymalną precyzję podczas procedur i zabiegów medycznych. Trzystopniowa funkcja skupienia światła zapewnia dodatkową pomoc. Lampa Triango 130 jest wyjątkowa zarówno pod względem formy, jak i funkcjonalności.

Efektywność kosztowa

Niezależnie od tego, czy jest stosowana w szpitalach, prywatnych przychodniach czy w gabinetach

weterynaryjnych, TRIANGO 130 spełnia wszystkie wymagania dotyczące wymaganej jasności bez dodatkowych, kosztownych rozwiązań alternatywnych. Lampa jest łatwa w czyszczeniu i cechuje się długą żywotnością.

Dostępne wersje

Wersja sufitowa

Wersja ścienna

Wersja mobilna

Wersja sufitowa podwójna - Triango 130 Duo

Najważniejsze cechy

Wyjątkowy diamentowy układ optyczny

dla zapewnienia najlepszej jednorodności koloru światła

Optymalna temperatura barwowa

opcjonalnie z regulacją na trzech poziomach (3700 K / 4300 K / 4700 K)

Intuicyjna obsługa

prosta i łatwo dostępna dzięki panelowi dotykowemu

Unikatowy system ramion

duża dokładność pozycjonowania i duży promień roboczy

Dane techniczne

Wydajność świetlna	130,000 Luksów / 1,0 m Triango 130 Duo: 2 x 130,000 Luksów / 1,0 m
Temperatura barwowa	możliwość regulacji: 3700 K / 4300 K / 4700 K
Pole oświetlenia / 1,0 m	możliwość skupienia światła: 14 / 23 / 25 cm (funkcja Fokus)
Współczynnik oddawania barw	Ra > 96
Obsługa	panel dotykowy na systemie kardanowym
Klasa ochrony	IP 20 IP 43 (pozycja pozioma)
Głębokość oświetlenia	80 cm
Mocowanie	sufit, ściana, stojak na kółkach
Triango Fokus	4-stopniowe ściemnianie, 3 temperatury barwowe, możliwość skupienia światła

Informacje:

Ilość luksów przy 1 metrze: 130 000

Temperatura barwowa: zmienna

Sposób mocowania: ściana

Sposób mocowania: sufit

Sposób mocowania: podstawa jezdna

Dodatkowe funkcje: Fokus

Dodatkowe funkcje: regulacja natężenia oświetlenia

Model:

Wersja lampy: sufitowa, ścienna, Duo, mobilna

Derungs - Funkcja Fokus: tak, nie