

Lampa zabiegowa Triango 130

Opis produktu:



Najwyższej klasy rozwiązanie zapewniające optymalne oświetlenie podczas drobnych procedur i zabiegów medycznych. Z imponującym natężeniem 130 000 luksów na jednym metrze, Triango 130 zapewnia oświetlenie spełniające najwyższe wymagania. Lampa ta wyznacza nowe standardy jasności i precyzji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Maksymalna jasność

130 000 luksów na jednym metrze - ten imponujący poziom oświetlenia zapewnia optymalną widoczność i maksymalną precyzję podczas procedur i zabiegów medycznych. Trzystopniowa funkcja skupienia światła zapewnia dodatkową pomoc. Lampa Triango 130 jest wyjątkowa zarówno pod względem formy, jak i funkcjonalności.

Efektywność kosztowa

Niezależnie od tego, czy jest stosowana w szpitalach, prywatnych przychodniach czy w gabinetach

weterynaryjnych, TRIANGO 130 spełnia wszystkie wymagania dotyczące wymaganej jasności bez dodatkowych, kosztownych rozwiązań alternatywnych. Lampa jest łatwa w czyszczeniu i cechuje się długą żywotnością.

Dostępne wersje

Wersja sufitowa

Wersja ścienna

Wersja mobilna

Wersja sufitowa podwójna - Triango 130 Duo

Najważniejsze cechy

Wyjątkowy diamentowy układ optyczny

dla zapewnienia najlepszej jednorodności koloru światła

Optymalna temperatura barwowa

opcjonalnie z regulacją na trzech poziomach (3700 K / 4300 K / 4700 K)

Intuicyjna obsługa

prosta i łatwo dostępna dzięki panelowi dotykowemu

Unikatowy system ramion

duża dokładność pozycjonowania i duży promień roboczy

Informacje:

Kategoria: Lampy zabiegowe
Sposób mocowania: podstawa jezdna
Sposób mocowania: ściana
Sposób mocowania: sufit
Temperatura barwowa: zmienna
Temperatura barwowa: możliwość regulacji:
3700 K / 4300 K / 4700 K
Klasa ochrony: IP 20
Klasa ochrony: IP 43 (pozycja pozioma)
Cechy szczególne: 4-stopniowe ściemnianie
Cechy szczególne: 3 temperatury barwowe
Cechy szczególne: Fokus
Cechy szczególne: regulacja natężenia
oświetlenia
Głębokość oświetlenia: 80 cm
Obsługa: panel dotykowy na systemie
kardanowym
Pole oświetlenia: możliwość skupienia światła: 14

Model:

Wersja lampy: sufitowa, ścienna, Duo, mobilna
Derungs - Funkcja Fokus: tak, nie

/ 23 / 25 cm (funkcja Fokus)

Współczynnik oddawania barw: Ra Powyżej 96

Wydajność świetlna: 130,000 Luksów / 1,0 m

Wydajność świetlna: Triango 130 Duo: 2 x
130,000 Luksów / 1,0 m