

Videolaryngoskop VL3D



Opis produktu:

Videolaryngoskop z kompletem końcówek jednorazowego użytku.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Videolaryngoskop VL3D

Cechy produktu:

- lekki, ergonomiczny,
- kolorowy ekran LCD 3,5", rozdzielczość 640x480 dpi, z opcją obrotu w dwóch płaszczyznach,
- wbudowana w łyżkę optyka wysokiej rozdzielczości (2.0 MP), odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED,
- rejestracja filmów oraz zdjęć odbywa się na wbudowanej pamięci 8GB, połączonej z możliwością transferu filmów i zdjęć poprzez wbudowany port USB oraz HDMI,
- wysoka trwałość wbudowanych diod sięgającą 43800 godzinom pracy,

Zalety produktu:

- **unikanie urazów** - widoczność jaką niesie wideolaryngoskop, pozwala użytkownikowi na wyeliminowanie urazów gardła i zębów pacjenta,
- **wysoka skuteczność intubacji** - sprawia, że struktura krtani jest wyraźnie widoczna dla operatora, co znacznie zwiększa ilość udanych intubacji,
- **łatwy w użytkowaniu** - projekcja w czasie rzeczywistym czyni laryngoskop narzędziem

- prostszy i szybszy w obsłudze w odróżnieniu od tradycyjnych laryngoskopów,
- **ochrona przed infekcją** - wideolaryngoskopia umożliwia anesteziologom oglądanie anatomii górnych dróg oddechowych na oddzielnym monitorze z dala od zakaźnych wydzielin. Ta dodatkowa odległość, w przeciwieństwie do tradycyjnej laryngoskopii, może chronić pracowników służby zdrowia przed infekcjami.

Prezentacja produktu:

Rozmiar wyświetlacza:	3.5" LCD
Rozdzielczość:	640x480 dpi
Przesyłanie:	prześlij zdjęcie i wideo przez port USB
Oświetlenie:	LED
Bateria:	akumulator litowy
Czas pracy:	120 minut ciągłego czasu pracy
Napięcie:	3.7 V
Pojemność:	3200 mAh
Ilość i czas ładowania:	≥ 300 razy; 8 godz.
Wejście:	100-250 V, 50 Hz
Funkcja przeciwmgielna:	po włączeniu zasilania bez podgrzewania
Uchwyt:	wygodna ergonomiczna konstrukcja; przeciwbakteryjny
Ostrze:	jednorazowe

Informacje:

Kategoria: Videolaryngoskopy

Model: