

Dynamometr cyfrowy EasyForce

Opis produktu:

EasyForce to wysokiej jakości dynamometr medyczny typu pull. Mierzy cztery parametry izometrycznej siły mięśniowej: Siłę szczytową, Siłę średnią, Czas do wartości szczytowej i Czas pod napięciem. Jego szczytowy udźwig wynosi 150 kg/1471 N. Pozwala on lekarzom na wykonywanie obiektywnych i wiarygodnych testów mięśni w klinice lub ośrodku sportowym, zmniejszając w ten sposób potrzebę stosowania subiektywnych metod manualnych.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dynamometr cyfrowy EasyForce

EasyForce jest używany przez tysiące fizjoterapeutów sportowych i ogólnych, trenerów siłowych, sportowych i wydajnościowych, ergonomistów i trenerów osobistych. Jest używany jako część wstępnej oceny, podczas obserwacji i jako część oceny interwencji, dzięki czemu planowanie leczenia, motywacja klienta i stopniowe wyznaczanie celów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Cechy charakterystyczne

- Optymalizuje i wspiera tworzenie planów terapeutycznych.

- Można stosować na wszystkie ważne grupy mięśni.
- Duży, cyfrowy wyświetlacz.
- Pomiar bez użycia rąk redukuje błędy.
- Wysoka dokładność.
- Zapisuje przebieg do 4 pomiarów.
- Wyświetlanie opcjonalnie w kilogramach, funtach lub niutonach.
- Pomiar do 150 kg.
- Badanie przeprowadza się z dostępnymi opcjonalnie paskami do mocowania (nie wchodzą w skład zestawu).
- Zakres dostawy obejmuje kabel USB do ładowania, 2 karabińczyki, torbę i instrukcję obsługi.

EasyForce usprawni zarówno Twoją codzienną pracę, jak i Twoich klientów

Pomiar bez użycia rąk Czytelny wyświetlacz Zapisuje 4 ostatnie pomiary Duży wybór akcesoriów
Dokładność w granicach 1% Motywuje pacjentów Potwierdzone klinicznie Oszczędność czasu
Wydajny przepływ pracy

Potwierdzony klinicznie

EasyForce to dynamometr cyfrowy klasy medycznej poparty badaniami. Dzięki kilku zakończonym badaniom nad EasyForce i kolejnym w toku możesz mieć pewność, że korzystasz z urządzenia, które spełnia najwyższe standardy kliniczne. Firmy ubezpieczeniowe często wymagają dokładnych pomiarów podczas oceny roszczeń.

Dzięki EasyForce proces wykonywania tych pomiarów jest szybki, spójny i niezawodny. Wraz z wynikami badań na całym świecie przetestowaliśmy urządzenie pod kątem jego precyzji niezawodności i użyteczności.

Informacje:

Model: