

EasyForce - Standardowy zestaw akcesoriów



Opis produktu:

Zawartość pakietu:

1. Pasek na nadgarstek/kostkę.
2. Uchwyt ręczny.
3. Długi pas z numerami.
4. Mocowanie do drzwi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

EasyForce - Standardowy zestaw akcesoriów

Starannie dobrane akcesoria, które umożliwiają dokładny pomiar siły izometrycznej mięśni. Akcesoria te zostały zaprojektowane dla każdej części ciała, do której chcesz przymocować urządzenie EasyForce i obejmują jeden pasek na nadgarstek/ kostkę, jeden uchwyt ręczny, jeden długi pasek z numerami i jedno mocowanie do drzwi. Numerowany pasek umożliwia ustawienie dokładnie tej samej długości za każdym razem, gdy powtarzasz pomiar, zapewniając takie same warunki podczas całego programu rehabilitacji.

Zaletą korzystania z wybranych akcesoriów w przeciwieństwie do rozwiązań alternatywnych jest

stworzenie standardu pomiarowego, który zwiększa zrozumienie, powtarzalność i wiarygodność wyników w całej bazie naszych klientów. Jednak w razie potrzeby EasyForce może być używany z innymi niestandardowymi akcesoriami wybranymi przez użytkownika.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: