

## EasyForce - ISOplate

### Opis produktu:

Zawartość pakietu:

1. Metalowy pręt.
2. Uchwyt ręczny.
3. Łańcuchy x 2 szt.
4. Karabińczyki x 3 szt.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## EasyForce - ISOplate

ISOplate to sztywna aluminiowa platforma zaprojektowana do współpracy z dynamometrem EasyForce Performance. Zapewnia bezpieczną i prostą metodę oceny szerokiego spektrum testów izometrycznych, takich jak izometryczne podciąganie uda, izometryczny martwy ciąg lub izometryczny przysiad z pasem.

Laserowo grawerowane wizualizacje górnej płyty platformy pomagają w pozycjonowaniu stóp podczas każdego testu, zapewniając w ten sposób wiarygodność i rzetelność wyników.

**Informacje:**

**Model:**