

EasyForce - Akcesorium na udo

Opis produktu:

Akcesorium na udo do dynamometrów EasyForce.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

EasyForce - Akcesorium na udo

Mocowanie na udo to dłuższy pasek w porównaniu z opaską na nadgarstek/kostkę dołączoną do zestawu akcesoriów EasyForce, który można owinąć na przykład wokół uda. Pasek na udo może być używany do izolowanych pomiarów bioder.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: