



## EasyAngle - Standardowy zestaw akcesoriów

### Opis produktu:

Zawartość pakietu:

1. Opaska na głowę.
2. Plastikowy klips.
3. Opaski na kończyny (1 x S, M, L).

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## EasyAngle - Standardowy zestaw akcesoriów

Standardowy zestaw akcesoriów EasyAngle umożliwia całkowicie bezdotykową ocenę zakresu ruchu kończyn i głowy. Pomaga dodatkowo ustandaryzować pomiary w klinice/centrum.

Poprawia wiarygodność pomiaru, pozwalając skupić się na prowadzeniu ruchu obiema rękami, jednocześnie upewniając się, że nie ma żadnych kompensacji, upraszczając mierzysz to, co naprawdę chcesz zmierzyć! Na przykład, teraz możesz cofnąć się i obserwować stopień zgięcia kolana podczas przysiadu.

Pakiet składa się z ulepszonych elastycznych opasek z jednej strony pokrytych silikonem. Silikon zapobiega przesuwaniu się opaski. Opaski są elastyczne i dopasowane do każdego rozmiaru głowy lub kończyny.

Opaski na kończyny są dostępne w 3 rozmiarach (S, M, L). Stworzyliśmy również plastikową część, którą mocuje się do dolnej części EasyAngle. Plastikowa część została zaprojektowana tak, aby można było łatwo zmienić położenie EasyAngle z jednej płaszczyzny pomiarowej na drugą. To proste i wygodne mocowanie przekształca EasyAngle w urządzenie CROM, całkowicie zastępując nieporęczne i niepraktyczne tradycyjne narzędzia.

**Informacje:**

**Model:**