


Aparat do krioterapii Cryo 7



Opis produktu:

Z ponad 60 000 sprzedanych urządzeń, linia Cryo jest niekwestionowanym światowym liderem w dziedzinie urządzeń do chłodzenia skóry. Najnowszy produkt, Cryo 7, to system do chłodzenia tkanek i skóry, którego cechą charakterystyczną jest bezdotykowe chłodzenie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Terapia zimnym powietrzem o temperaturze do -30°C

Odkryj terapię zimnym powietrzem

Terapia zimnym powietrzem jest odpowiednia do krótkotrwałego, szybkiego i intensywnego schładzania skóry, a także do dłuższych okresów umiarkowanego schładzania w celu obniżenia temperatury w głębszych warstwach tkanki. Terapię zimnym powietrzem stosuje się w:

- ostrych i przewlekłych stanach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego: choroby reumatyczne, tendinopatie, ostre stany zapalne, ból dolnej części pleców;
- bólu związanym z zabiegiem: w chirurgii stawu kolanowego, biodrowego, kręgosłupa i barku;
- bólu okołozabiegowym: w dermatologii, takiej jak fotodynamika i laseroterapia, do usuwania drenażu klatki piersiowej, przed/podczas zastrzyków i aspiracji;
- spastyczności i bólu w związku z zaburzeniami neurologicznymi.

Zastosowanie w branży estetycznej

Aparaty Cryo są szeroko stosowane w branży estetycznej do znieczulania naskórka. Ich popularność można przypisać niezawodności i skuteczności w szerokim zakresie zastosowań. Aparat Cryo 7 minimalizuje ból związany z zabiegami takimi jak usuwanie tatuaży, zastrzyki, depilacja laserowa, chirurgia plastyczna i inne. Bez tej znaczącej ulgi w bólu (i ulgi pacjenta od strachu przed bólem), zabiegi są znacznie trudniejsze do wykonania.

Łatwość użytkowania

Cryo 7 jest obsługiwany za pomocą intuicyjnego, 10-calowego wyświetlacza dotykowego o wysokiej rozdzielczości. Urządzenie umożliwia zapisywanie i przechowywanie indywidualnych programów. Wszystkie ważne elementy obsługi są przejrzysto rozmieszczone i łatwo dostępne dzięki wyższej, ergonomicznej konstrukcji. Pozwala to na skuteczne działanie od samego początku.

Opcjonalne ramię podtrzymujące ułatwia obsługę bez użycia rąk, szczególnie podczas długich okresów leczenia. Strumień powietrza może być łatwo kontrolowany przez użytkownika. Praktyczna szklana płyta idealnie nadaje się do wykorzystania jako półka na dodatkowe urządzenia.

Energooszczędny i ekonomiczny

Działanie nowego Cryo 7 nie powoduje żadnych znaczących kosztów zużycia. Ilość wody do odszraniania jest monitorowana, a funkcja odszraniania zapewnia płynne działanie. Filtr powietrza jest łatwo dostępny i można go swobodnie wymienić w przypadku zabrudzenia.

Nowy tryb czuwania dodatkowo poprawia efektywność energetyczną urządzenia Cryo 7, które zostało zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy przez cały dzień.

Dzięki licznym innowacjom technicznym Cryo 7 stanowi istotny czynnik komfortu dla pacjentów i terapeutów.

Cechy charakterystyczne

Niskie koszty zużycia i zwiększona wydajność energetyczna.

Indywidualne programy mogą być przechowywane.

Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja i cicha praca.

Nowy tryb czuwania poprawiający wydajność energetyczną.

Sprężynowe ramię podtrzymujące ułatwia obsługę bez użycia rąk.

Praktyczna, wytrzymała szklana płyta do przechowywania innych urządzeń.

Bardzo prosta obsługa i bezpieczne stosowanie.

Najwyższej jakości technologia w krioterapii.

Wspomaganie leczenia

Krioterapię można łączyć z wieloma innymi zabiegami, np. w celu poprawy terapii ruchowej poprzez wcześniejsze zastosowanie zimnego powietrza.

Inne możliwości kombinacji obejmują krioterapię z kompresją w przypadku ostrych urazów oraz leczenie mięśniowych punktów spustowych w połączeniu z rozciąganiem.

Medycyna sportowa i traumatologia

Wielu fizjoterapeutów sportowych i specjalistów medycyny sportowej stosuje zimne powietrze zapobiegawczo do profilaktycznego leczenia na wczesnym etapie bezpośrednio po dużym wysiłku, np. po zawodach.

Dane techniczne

Wymiary obudowy (dł. x szer. x wys.) [cm]	56 x 50 x 106
Długość rurki zabiegowej [cm]	250
Zasilanie [V/Hz]	220-240 / 50-60
Maks. pobór mocy podczas terapii [VA]	1200
Waga bez akcesoriów [kg]	60
Przepływ powietrza terapeutycznego	1-9
Wyrób medyczny	klasa IIa

Informacje:

Model: