



## Rower treningowy elektromagnetyczny Turbo B11 LED Gymost - OUTLET


### Opis produktu:

Rower Turbo B11 LED jest idealnym narzędziem treningowym dla m.in:

- dużych klubów fitness
- przychodni rehabilitacyjnych
- hoteli
- szpitali
- uzdrowisk
- wymagających użytkowników domowych

- Produkt podemonstracyjny.
- Widoczne ślady użytkowania.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Rower treningowy elektromagnetyczny Turbo B11 LED Gymost

Atrakcyjny design, solidne wykończenie i wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz bogate oprogramowanie, do tego duże ponadstandardowe wymiary, czynią ten rower idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnego treningu i wszelkich komercyjnych zastosowań.

### Dane techniczne

| Sposób użytkowania | Zastosowanie komercyjne |
|--------------------|-------------------------|
| Koło zamachowe     | 15 kg                   |
| Poziomy oporu      | 20                      |

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System oporu                | Generator prądotwórczy                                                                          |
| Napęd                       | Pas Poly-V                                                                                      |
| Regulacja siodełka          | W pionie i poziomie                                                                             |
| Wyświetlacz                 | LED                                                                                             |
| Funkcje                     | Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, RPM, Watt, Poziom oporu                                 |
| Programy                    | 12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery                    |
| Puls                        | Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach                                     |
| Inne                        | Nawiew, kółka transportowe, uchwyt na bidon, MP3, samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami |
| Gwarancja                   | 24 miesiące                                                                                     |
| <b>Wymiary</b>              |                                                                                                 |
| Wymiary                     | 120 x 59 x 151 cm                                                                               |
| Waga                        | 62 kg                                                                                           |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg                                                                                          |

## Informacje:

Typ: inny  
 Rodzaj: elektromagnetyczny  
 Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

## Opcje produktu: