

4-sekcyjne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją - model 435



Opis produktu:

4-sekcyjne łóżko szpitalne, wykonane w oparciu o nowoczesną technologię z wysokiej jakości materiałów, odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana metodą proszkową, odporna na płyny dezynfekujące wykorzystywane w szpitalach.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy, części plastikowych i powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Oferta dotyczy łóżka w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko szpitalne z elektryczną regulowaną wysokością

Łóżko elektryczne, wykonane w oparciu o nowoczesną technologię z wysokiej jakości materiałów, odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana metodą proszkową, odporna na płyny dezynfekujące wykorzystywane w szpitalach.

2 uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta.

Wyposażony w dwie szyny nośne i haki do montażu wielu akcesoriów.

Łóżko spełnia wymogi Dyrektywy Europejskiej IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz Rozporządzenia dotyczącego sprzętu medycznego 2017/745.

Dostępne materace:

- Piankowy (S-100) - Materac piankowy o grubości 12 cm z antybakteryjnym pokrowcem wodo i ognioodpornym
- Piankowy przeciwodleżynowy (S-201) - 2- warstwowy piankowy materac przeciwodleżynowy o grubości 14 cm z antybakteryjnym pokrowcem wodo i ognioodpornym

PODSTAWOWA

Wytrzymała metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach.

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, pokrywające 3/4 jego długości leżyska.

3 niezależne siłowniki, 1 jednostka sterująca , 1 pilot pacjenta

Uchwyt na worek na mocz

Uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta

4 plastikowe pojedyncze, gładkie kółka o średnicy 125 mm z niezależnym systemem hamowania

Odłączane szczyty łóżka wykonane z formowanego ABS

4 elastyczne odbojniki

4-sekcyjna, odłączana powierzchnia leżyska wykonana z ABS

Model 435

Model 435
Łóżko szpitalne z elektrycznie regulowaną wysokością marki Psiliakos
Skonfiguruj łóżko szpitalne według potrzeb!

Łóżko szpitalne z elektrycznie regulowaną wysokością marki Psiliakos cechuje się szeroką gamą możliwości modyfikacji łóżka pod potrzeby nawet najbardziej wymagającego pacjenta.

Szczyty łóżka

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Panele plastikowe

Zdejmowane wezgłowie i podnózek wykonane z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. (Opcjonalnie: z kolorowymi lub drukowanymi panelami)

Aluminiowe ramy z drewnianymi panelami

Panele drewniane

Panele boczne

Panele boczne można przesuwac do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz

usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

Plastikowe panele boczne

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka.

Plastikowe panele boczne pełnej długości

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Dzięki dwóm regulowanym pozycjom, dopasowują się do ruchów łóżka i pokrywają 4/4 jego długości leżyska.

Dostępne alternatywy

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów. Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio mogą być również ustawiane przy pomocy kontrolera.

Kontroler pacjenta

Kontroler pacjenta to kluczowe urządzenie medyczne, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie parametrami zdrowotnymi pacjenta. Współcześnie istnieje potrzeba stworzenia przewodowego kontrolera, który jest łatwy w obsłudze i może być wymieniany przez personel medyczny o różnym poziomie specjalizacji.

Zintegrowane elementy sterujące na panelu bocznym

Zintegrowane elementy sterujące na panelu bocznym to istotna część systemu kontroli pacjenta, ściśle zintegrowana z szynami bocznymi łóżka szpitalnego. Te kontrolery są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić personelowi medycznemu łatwy dostęp do niezbędnych funkcji bez konieczności opuszczania pacjenta.

Modułowany system

Manualny system natychmiastowego poziomowania w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu stronach łóżka. Manualny system RKO można wybrać opcjonalnie, aby automatycznie wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.

Przeciwdrobnoustrojowe

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.

Antybakteryjne

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer.)	2000 mm x 850 mm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.)	2200 mm x 990 mm
Minimalna wysokość	420 - 450 mm (w zależności od kół)
Elektryczna regulacja wysokości	Zasięg 350 mm
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	70°
Kąt pozycji anty-Trendelenburga	32°
Bezpieczne obciążenie robocze	260 kg
Maksymalna waga pacjenta	220 kg
Stopień ochrony IP	IPX6

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

____ Dyrektor Zarządzający

Dokumentacja firmy Psiliakos

4-sekcyjne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją firmy Psiliakos - główne cechy

4-sekcyjne łóżko szpitalne model 435 firmy Psiliakos charakteryzuje się elektryczną regulacją, umożliwiającą precyzyjne dostosowanie sekcji uniesienia ud i podudzi oraz oparcia pleców za pomocą prostego pilota. Model zapewnia wygodę i komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Jakie są zalety wyboru 4-sekcyjnego łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją?

Wybór łóżka model 435 firmy Psiliakos zapewnia łatwość obsługi dzięki elektrycznej regulacji, co umożliwia szybkie dostosowanie pozycji pacjenta bez konieczności fizycznego wysiłku. Dodatkowo, solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

4-sekcyjne łóżko z elektryczną regulacją polecane do szpitali

4-sekcyjne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją - model 435 firmy Psiliakos jest odpowiednie do użytku w szpitalach i klinikach dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i możliwościom regulacji. Jest to idealne rozwiązanie do różnych procedur medycznych oraz zapewnia maksymalny komfort pacjentom.

Informacje:**Model:**

Psiliakos 435: Brak, Piankowy, Piankowy
przeciwodleżynowy