



Nasadka do cystoskopu firmy Richard Wolf - OUTLET

Opis produktu:

Nasadka do cystoskopu firmy Richard Wolf jest kompatybilna z cysto-ureteroskopem 8650 E-line z płaszczami 16 Fr, 17.5 Fr, 19.5 Fr, 21 Fr, 23 Fr, 25 Fr oraz optykami Panoview Ø 4mm 0°/12°/30°/70°.

- Produkt nowy.
- Rok produkcji: 2020.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Nasadka do cystoskopu firmy Richard Wolf

Nasadka jest elementem budowy cystoskopu modułowego, umożliwiającym zakładanie **cewników moczowodowych** bądź wprowadzanie narzędzia w czasie cystoskopii. Nasadka jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewnia trwałość i niezawodność w użytkowaniu. Jej ergonomiczny kształt zwiększa komfort pracy operatora w czasie wykonywania cystoskopii. Jest w pełni autoklawowalna w temp. 134 stopni Celsjusza.

Główne cechy nasadki cystoskopowej marki Richard Wolf obejmują:

- solidną konstrukcję ze stali nierdzewnej, gwarantującą trwałość i odporność na działanie środków dezynfekcyjnych.
- ergonomiczny kształt zapewniający komfortowe i pewne użytkowanie w czasie wykonywania procedury
- kompatybilność z wieloma modelami płaszczy cystoskopowych marki Richard Wolf (od 16Fr do 25 Fr)
- zgodność z zaleceniami dotyczącymi sterylizacji, zapewniającą bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu medycznego

- łatwość w czyszczeniu i dezynfekcji, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów higieny w miejscu pracy

Cechy charakterystyczne:

- kompatybilna z płaszczami nr kat: 86500145, 86500245, 86500345, 86500445, 86500545, 86500645
- kompatybilna z optyką Panoview Ø 4mm 0°/12°/30°/70°
- kompatybilna z optykami Panoview PDD blue
- wyposażona w 2 zawory wprowadzające na instrumenty
- wielokrotnego użytku, w pełni autoklawowalna

Dane techniczne:

Długość całkowita	60 mm
-------------------	-------

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Stan: doskonały

Model: