

Wkładka z dźwignią Albarrana firmy Richard Wolf 8650214 - OUTLET

Opis produktu:



Wkładka cystoskopowa firmy Richard Wolf jest kompatybilna z cysto-ureteroskopem 8650 E-line z płaszczami 17.5 Fr, 19.5 Fr, 21 Fr, 23 Fr oraz optykami Panoview Ø 4mm 30°/70°. Dodatkowo może być również wykorzystany w systemie płaszczy Shark z ciągłym przepływem 24/26 Fr.

- Produkt nowy.
- Rok produkcji: 2023.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wkładka z dźwignią Albarrana firmy Richard Wolf

Wkładka z dźwignią Albarrana (z elementem odginającym) jest narzędziem endoskopowym, umożliwiającym zakładanie cewników moczowodowych w czasie cystoskopii. Narzędzie to jest wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewnia trwałość i niezawodność w użytkowaniu. Jego ergonomiczny kształt zwiększa komfort pracy operatora w czasie wykonywania cystoskopii. Wkładka ta jest w pełni autoklawowalna w temp. 134 stopni Celsjusza.

Główne cechy narzędzia dźwigni Albarrana marki Richard Wolf obejmują:

- solidną konstrukcją ze stali nierdzewnej, gwarantującą trwałość i odporność na działanie środków dezynfekcyjnych,
- ergonomiczny kształt zapewniający komfortowe i pewne chwyty podczas pracy,
- precyzyjne wykonanie, co umożliwia dokładne manipulowanie narzędziem podczas zabiegu,
- zgodność z zaleceniami dotyczącymi sterylizacji, zapewniającą bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu medycznego.

Cechy charakterystyczne:

- kompatybilna z płaszczami nr kat: 86500245, 86500345, 86500445, 86500545
- kompatybilna z optyką Panoview Ø 4mm 30°/70°
- kompatybilna z systemem płaszczy Shark 24/26 Fr z ciągłym przepływem
- wyposażona w 1 zawór wprowadzający na instrument
- wielokrotnego użytku, w pełni autoklawowalna
- wyposażona w zamknięcie bagnetowe
- wyposażona w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Stan: doskonały

Model: