

Adapter do endoskopu giętkiego firmy Richard Wolf



Opis produktu:

Adapter współpracujący z giętkimi endoskopami oraz giętkimi wideo endoskopami marki Richard Wolf.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Adapter do endoskopu giętkiego firmy Richard Wolf - OUTLET

Zastosowanie:

Adapter zapewnia wysoki standard irygacji w endoskopii giętkiej dzięki 2 zaworom płuczącym oraz kanałowi instrumentowemu. Dzięki wysokiej jakości wykonania adapter ten stanowi doskonałe uzupełnienie endoskopu giętkiego marki Richard Wolf.

Główne cechy adaptera/nasadki do endoskopii giętkiej to:

- Elastyczność: kompatybilność z różnymi modelami endoskopów giętkich marki Richard Wolf sprawia, że nasadka jest wszechstronnym narzędziem, które można wykorzystać w różnych procedurach endoskopowych,
- Łatwość obsługi: ergonomiczny design nasadki zapewnia wygodne chwytanie i intuicyjne korzystanie, nawet podczas długotrwałych zabiegów,
- trwałość: solidna konstrukcja nasadki gwarantuje niezawodność i długotrwałą wydajność w każdych warunkach klinicznych,
- możliwość sterylizacji w autoklawie (134°C) jak i sterylizacji niskotemperaturowej.

Dane techniczne:

- długość całkowita 57 mm
- adapter z mechanizmem szybkiego zwalniania
- adapter wyposażony w kanał instrumentowy oraz 2 zawory płuczące
- wyposażona w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego

Informacje:

Model: