

Kosz do mycia, transportu, przechowywania i sterylizacji endoskopu



Opis produktu:

Wykorzystaj kosz do mycia, dezynfekcji, transportu i sterylizacji endoskopów marki Richard Wolf, aby zapewnić kompleksową ochronę narzędzi medycznych. Kosz został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kosz do mycia, transportu, przechowywania i sterylizacji endoskopu

Kosz do mycia, transportu, przechowywania i sterylizacji jest dedykowany do następujących endoskopów marki Richard Wolf:

Zastosowanie:

- histeroskop kompaktowy Ø 3,9 mm, nr kat. 8986402
- histeroskop kompaktowy Ø 5,0 mm, nr kat. 8986.401
- histeroskop mini nr kat. 8977.411
- dyskoskopy Panoview Plus nr kat. 8793.401, 8792.401, 8792.411
- optyka Panoview Plus nr kat. 8767.412

Kosz do mycia, transportu, przechowywania i sterylizacji endoskopu - cechy charakterystyczne

- Wielofunkcyjność - Kosz umożliwia wygodne mycie maszynowe, dezynfekcję, transport i sterylizację endoskopów, co sprawia, że jest niezbędnym narzędziem w każdej placówce medycznej,
- Solidna konstrukcja - Wykonany z wysokiej jakości materiałów, nasz kosz zapewnia trwałość i niezawodność w użytkowaniu,
- Ergonomiczny design - Specjalnie zaprojektowany kształt kosza zapewnia wygodne chwytanie i przenoszenie, co ułatwia pracę personelu medycznego. Dodatkowo kosz wyposażony jest w koszyczek na niewielkie narzędzia i akcesoria oraz w uchwyty i podpórki do bezpiecznej fiksacji endoskopu,
- Zgodność z wymaganiami sterylizacji - Kosz jest dedykowany do reprocessowania

mechanicznego, sterylizacji parowej oraz w niskiej temperaturze, przechowywaniu i transportu endoskopu.

Dane techniczne:

Wymiary wewnętrzne (s x w x g):	451 x 80 x 124 mm
Wymiary zewnętrzne (s x w x g):	467 x 90 x 132 mm

Informacje:

Model: