

Przenośny stół do masażu Traveler Set

Opis produktu:

Przenośny stół do masażu Traveler Set dedykowany jest dla mobilnych fizjoterapeutów. Konstrukcja stołu składa się z metalowej ramy, a całość waży około 14,5 kg.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przenośny stół do masażu Traveler Set

Przenośny stół do masażu Traveler Set posiada metalową konstrukcję z maksymalnym obciążeniem do 204kg. Stół wyposażony w ręczną regulację wysokości oraz regulowany zagłówek z otworem na twarz.

Przenośny stół do masażu Traveler Set - cechy charakterystyczne:

- przenośny stół do masażu na stalowej konstrukcji,
- nowoczesny design,
- wkładany regulowany zagłówek z otworem i poduszką na twarz w kształcie rogala,
- ergonomiczna podwieszka na ramiona,
- łatwa i szybka regulacja wysokości,
- torba transportowa,

Przenośny stół do masażu Traveler Set - dane techniczne:

Długość powierzchni do leżenia:	184 cm
Szerokość powierzchni do leżenia:	70 cm
Waga:	14,5 kg
Kolor:	stone

Informacje:

Szerokość: 70 cm
Długość: 184 cm
Masa: ok. 14 kg
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: Regulowana wysokość
Typ regulacji wysokości: Manualna
Maksymalne obciążenie: 204 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leżysko: Nie

Model: