

Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - model 5303



Opis produktu:

4-sekcyjne łóżko szpitalne regulowane elektrycznie, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana metodą proszkową, odporna na płyny dezynfekujące wykorzystywane w szpitalach.

Powierzchnia leża o wymiarach 200 x 85 cm, składająca się z oparcia pleców, ud i nóg, wykonana ze zdejmowanego, formowanego ABS, odpowiednio zaprojektowana, aby zapewnić łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Poszczególne sekcje mogą zostać wymienione w przypadku uszkodzenia.

Łóżko nie zawiera materaca.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy, części plastikowych i powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Oferta dotyczy łóżka w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko szpitalne z elektrycznie regulowaną wysokością

Łóżko elektryczne, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów,

Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz dyrektywą medyczną CEE 93/42.

Wypożyczony w dwie szyny nośne i haki do montażu wielu akcesoriów.

Łóżko spełnia wymogi Dyrektywy Europejskiej IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz Rozporządzenia dotyczącego sprzętu medycznego 2017/745.

Konfiguracja **PODSTAWOWA**

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej.

2 pojedyncze napędy -2 kolumny-1 jednostka sterująca-1 kontroler pacjenta

Uchwyt na worek na mocz

4 elastyczne odbojniki

4 plastikowe pojedyncze plastikowe kółka o średnicy 150mm z systemem jednoczesnego hamowania

Manualny system natychmiastowego poziomowania łóżka RKO

Odłączane szczyty łóżka wykonane z formowanego ABS

4-sekcyjna, odłączana powierzchnia leżyska wykonana z ABS

Funkcja Autokontur / Automatyczna regresja

Uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta

Model5303

[illegible]

Łóżko szpitalne z elektrycznie regulowaną wysokością marki Psiliakos cechuje się szeroką gamą możliwości modyfikacji łóżka pod potrzeby nawet najbardziej wymagającego pacjenta.

Funaria heterostachya / *Funaria macrospora*

Część tylna ma wbudowaną funkcję ruchu do tyłu i podnoszenia, aby uniknąć nacisku na okolice brzucha.

Secrets 101

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Panele plastikowe

Zdejmowane wezgłowie i podnózek wykonane z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. (Opcjonalnie: z kolorowymi lub drukowanymi panelami)

Aluminiowe ramy z drewnianymi panelami

Panele drewniane

Panele boczne można przesuwac do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

Plastikowe panele boczne

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka.

Plastikowe panele boczne pełnej długości

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Dzięki dwóm regulowanym pozycjom, dopasowują się do ruchów łóżka i pokrywają 4/4 jego długości leżyska.

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów. Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio mogą być również ustawiane przy pomocy kontrolera.

Kontroler pacjenta to kluczowe urządzenie medyczne, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie parametrami zdrowotnymi pacjenta. Współcześnie istnieje potrzeba stworzenia przewodowego kontrolera, który jest łatwy w obsłudze i może być wymieniany przez personel medyczny o różnym poziomie specjalizacji.

Zintegrowane elementy sterujące na panelu bocznym to istotna część systemu kontroli pacjenta, ściśle zintegrowana z szynami bocznymi łóżka szpitalnego. Te kontrolery są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić personelowi medycznemu łatwy dostęp do niezbędnych funkcji bez

Dodatkowe wyposażenie

Pochylenie boczne

Pochylenie: +/- 20°

(opcjonalnie)

300

© 2006 Blackwell Publishing Ltd

Scutigerella stictica

Share your knowledge

Alfred Russel Wallace

Kullaa

Environmental Chemistry

Where to use icons: *Visualizing meaning*

Study limitations

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Philippe Sadoc

Bayang na alamang

[illegible]

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru ramy, części plastikowych i powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Dostępne akcesoria
dostępne na zamówienie

Pełna lista opcji

Wszystkie opcje są dostępne

Wszystkie opcje są dostępne

Wszystkie opcje są dostępne

Wszystkie opcje są dostępne

Wszystkie opcje są dostępne

Wszystkie opcje są dostępne

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer.)	2000 x 850 mm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.)	2200 x 990 mm
Minimalna wysokość	450 mm (w zależności od kół)
Elektryczna regulacja wysokości	Zakres 450 - 774 mm
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	70°
Kąt pozycji anty-Trendelenburga	17°
Bezpieczne obciążenie robocze	260 kg
Maksymalna waga pacjenta	220 kg
Stopień ochrony IP	IPX6

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

____Dyrektor Zarządzający

Dostępne opcje kolorów

Dlaczego warto wybrać łóżko szpitalne regulowane elektrycznie?

Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie oferuje znaczną wygodę zarówno pacjentom, jak i

personelowi medycznemu. Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji pozycji, łożko szpitalne regulowane elektrycznie umożliwia szybkie dostosowanie sekcji opracia pleców, sekcji uniesienia ud oraz płynną zmianę wysokości za pomocą pilota. Jest to szczególnie przydatne dla pacjentów o ograniczonej mobilności oraz podczas wykonywania codziennych czynności pielęgnacyjnych.

Jakie funkcje powinno mieć profesjonalne łożko szpitalne regulowane elektrycznie?

Profesjonalne łożko szpitalne regulowane elektrycznie powinno być wyposażone w szereg funkcji, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz ułatwiają pracę personelu medycznego. Do kluczowych funkcji zaliczamy, płynną regulację poszczególnych sekcji, boczne barierki ochronne, wygodne materace przeciwoleżynowe, stabilne kółka z blokadą oraz możliwość zamocowania wieszaka kroplówki i wisielnika do podnoszenia się pacjenta.

Jakie są korzyści wynikające z wyboru łożka szpitalnego do użytku domowego?

Wybór łożka szpitalnego do użytku domowego może znacząco poprawić komfort i jakość życia osób wymagających długoterminowej opieki medycznej. Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie pozwala na łatwe dostosowanie pozycji, co wpływa na komfort podczas leżenia i odpoczynku. Dodatkowo, urządzenie medyczne często jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, jak boczne barierki zapobiegające wypadnięciu z łożka.

Dlaczego warto wybrać łożko szpitalne regulowane elektrycznie od renomowanych producentów?

Łóżka szpitalne od renomowanych producentów, jak PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT, charakteryzują się najwyższą jakością wykonania, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz trwałością. Wszystkie modele są szczególnie cenione za łatwość obsługi, bogactwo funkcji oraz komfort, które są kluczowe dla skutecznej opieki nad pacjentem w szpitalach i klinikach.

Czy łożko szpitalne regulowane elektrycznie jest łatwe w konserwacji?

Tak, łożko szpitalne regulowane elektrycznie jest zaprojektowane z myślą o łatwości w utrzymaniu czystości i konserwacji. Solidne materiały oraz prosty design ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję, co jest szczególnie istotne w środowisku szpitalnym, gdzie higiena odgrywa kluczową rolę.

Informacje:

Model: