



## Podwieszka CA300 Universal Sling Poly

### Opis produktu:

CA300 Universal Sling Poly w rozmiarze M/L z niskim podparciem pleców i mocowaniem na pętle przeznaczona jest dla pacjentów, którzy samodzielnie potrafią utrzymać głowę. Wyściełane nogawki i podparcie głowy zapewniają dodatkowy komfort, materiał na nogawkach zmniejsza tarcie.

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg Rozmiar M/L  
Zdjęcie poglądowe. Sprzedawane podwieszki są z **zapięciem na klips**.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Podwieszka CA300 Universal Sling Poly

Opierając się na doświadczeniu specjalistów oraz pracowników służby zdrowia, podwieszki Prism Medical UK zaprojektowane są z myślą o użytkowniku końcowym. Podwieszki tworzone są z wysoką dbałością o szczegóły na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Gama trwałych, wspierających podwieszek dla pacjentów Prism Medical UK jest dostępna w różnych materiałach, stylach i zapięciach, aby zapewnić różne poziomy wsparcia. Standardowy asortyment może być dostosowany do specyfikacji klienta w różnych materiałach i kolorach.

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg

### Informacje:

Kategoria: Podwieszki do podnośników

### Model: