

Podwieszka CA800 Chest

Opis produktu:



Podwieszka pełni wyściełana, z antypoślizgową siatką i regulowanym pasem dla dodatkowego bezpieczeństwa. Nadaje się tylko dla osób, które są w pewnym stopniu zdolne do dźwigania ciężarów.

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg Rozmiar S
Zdjęcie poglądowe. Sprzedawane podwieszki są z **zapięciem na klips**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka CA800 Chest

Opierając się na doświadczeniu specjalistów oraz pracowników służby zdrowia, podwieszki Prism Medical UK zaprojektowane są z myślą o użytkowniku końcowym. Podwieszki tworzone są z wysoką dbałością o szczegóły na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Gama trwałych, wspierających podwieszek dla pacjentów Prism Medical UK jest dostępna w różnych materiałach, stylach i zapięciach, aby zapewnić różne poziomy wsparcia. Standardowy asortyment może być dostosowany do specyfikacji klienta w różnych materiałach i kolorach.

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg

Informacje:

Kategoria: Podwieszki do podnośników

Model: