



Statyw podłogowy do lampy Bioptron Pro 1

Opis produktu:

Statyw podłogowy do lampy Bioptron Pro 1. Stojak podłogowy gwarantuje najwyższy komfort w każdym zastosowaniu, będąc wygodnym wsparciem podczas zabiegów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Statyw podłogowy do lampy Bioptron Pro 1. Stojak podłogowy gwarantuje najwyższy komfort w każdym zastosowaniu, będąc wygodnym wsparciem podczas zabiegów.

Dane techniczne:

Index	PAG-991-FS
Masa brutto [kg]:	6,45
Masa netto [kg]:	6,2
Kolor	Biały

Informacje:

Lampy Bioptron Solmed Solux do światłoterapii:
Statywy

Model: