

Łóżko szpitalne firmy Psiliakos - model 4303



Opis produktu:

4-sekcyjne łóżko z elektryczną regulacją wysokości, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana metodą proszkową, odporna na płyny dezynfekujące wykorzystywane w szpitalach.

Wymiary powierzchni leżyska wynoszą 200 x 85 cm. Panele pleców, miednicy, ud i nóg wykonane ze zdejmowanego, formowanego tworzywa sztucznego (ABS) zaprojektowanego z myślą o łatwym czyszczeniu i dezynfekcji. Powyższe elementy można łatwo wymienić w przypadku zużycia w wyniku użytkowania.

Łóżko nie zawiera materaca.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy, części plastikowych i powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Oferta dotyczy łóżka w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko szpitalne z elektryczną regulowaną wysokością

Łóżko elektryczne, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów,

odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach. Panele pleców, miednicy, ud i nóg wykonane ze zdejmowanego, formowanego tworzywa sztucznego (ABS) zaprojektowanego z myślą o łatwym czyszczeniu i dezynfekcji. Powyższe elementy można łatwo wymienić w przypadku zużycia w wyniku użytkowania.

Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz rozporządzeniem dotyczącym sprzętu medycznego 2017/745.

Poziom ochrony części elektrycznych IPX6.

Wytrzymała metalowa rama z bezpiecznym obciążeniem roboczym 260 kg, bez ograniczenia ruchów.

Wyposażony w dwie szyny i haki do montażu różnych akcesoriów.

Maks. waga pacjenta 220 kg.

2 gniazda na stojak na kroplówkę i drążek do podnoszenia

Podstawowa

Solidna metalowa rama, malowana elektrostatycznie proszkiem epoksydowym

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

4 pojedyncze siłowniki -1 jednostka sterująca-1 kontroler pacjenta

Uchwyt na worek na mocz

4 elastyczne odbojniki

4 pojedyncze plastikowe kółka o średnicy 150 mm z systemem jednoczesnego hamowania jedno z nich kierunkowe

Manualny system natychmiastowego poziomowania łóżka RKO

Odłączane szczyty łóżka wykonane z formowanego ABS

4-sekcyjna, odłączana powierzchnia leżyska wykonana z ABS

Funkcja Autokontur / Automatyczna regresja

Uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta

Skonfiguruj łóżko szpitalne według potrzeb!

Łóżko szpitalne z elektrycznie regulowaną wysokością marki Psiliakos cechuje się szeroką gamą możliwości modyfikacji łóżka pod potrzeby nawet najbardziej wymagającego pacjenta.

Skonfiguruj łóżko

Część tylna ma wbudowaną funkcję ruchu do tyłu i podnoszenia, aby uniknąć nacisku na okolice brzucha.

Skonfiguruj łóżko

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Panele plastikowe

Zdejmowane szczyty łóżka wykonane z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. (Opcjonalnie: z kolorowymi lub drukowanymi panelami)

Aluminiowe ramy z drewnianymi panelami

Panele drewniane

Panele boczne można przesuwając do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

Plastikowe panele boczne

Dwuczęściowe barierki boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka i pokrywającymi 3/4 jego długości leżyska.

Plastikowe panele boczne pełnej długości

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Dzięki dwóm regulowanym pozycjom, dopasowują się do ruchów łóżka i pokrywają 4/4 jego długości leżyska.

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów. Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio mogą być również ustawiane przy pomocy kontrolera.

Kontroler pacjenta to kluczowe urządzenie medyczne, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie parametrami zdrowotnymi pacjenta. Współcześnie istnieje potrzeba stworzenia przewodowego kontrolera, który jest łatwy w obsłudze i może być wymieniany przez personel medyczny o różnym

poziomie specjalizacji.

Zintegrowane elementy sterujące na panelu bocznym to istotna część systemu kontroli pacjenta, ściśle zintegrowana z szynami bocznymi łóżka szpitalnego. Te kontrolery są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić personelowi medycznemu łatwy dostęp do niezbędnych funkcji bez konieczności opuszczania pacjenta.

Manualny system natychmiastowego poziomowania w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu stronach łóżka. Manualny system RKO może automatycznie wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.

Radioprzezierna sekcja oparcia pleców wykonana z laminatu HPL z uchwytem na kasetę.

System ochrony silnika przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym. System zatrzymuje pracę silników w przypadku, gdy obciążenie przekroczy limit.

Alarm dźwiękowy w przypadku podłączenia łóżka do zasilania, a hamulce są wyłączone.

Kółka o średnicy 150 mm z centralną blokadą.

Przedłużenie o 18 lub 25 cm dzięki zintegrowanemu mechanizmowi teleskopowemu.

Struktura kołowa

Struktura kołowa

Struktura kołowa

Struktura kołowa

Struktura kołowa

Struktura kołowa

Struktura kołowa

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru ramy, części plastikowych i powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Wymiary (dł. x szer.)	2000 cm x 850 mm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.)	2200 cm x 990 mm
Minimalna wysokość	360 mm (w zależności od kół)
Elektryczna regulacja wysokości	Zakres 360 - 810 mm
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	70°
Kąt pozycji anty-Trendelenburga	17°
Bezpieczne obciążenie robocze	260 kg
Maksymalna waga pacjenta	220 kg
Stopień ochrony IP	IPX6

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

____Dyrektor Zarządzający

Łóżko szpitalne, zwiększające pomoc w opiece nad pacjentami

Jak łóżko szpitalne wspiera opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi?

Łóżko szpitalne jest niezastąpionym narzędziem w opiece paliatywnej nad pacjentami przewlekle chorymi. Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, które umożliwiają zmianę pozycji ciała pacjenta, łóżko zapewnia komfort i wsparcie podczas leczenia i codziennej opieki.

Dlaczego łóżko szpitalne jest idealne do opieki długoterminowej?

Łóżko szpitalne jest doskonałym wyborem do opieki długoterminowej ze względu na swoją funkcjonalność i możliwość adaptacji do zmieniających się potrzeb pacjenta. Zdejmowane szczyty łóżka z formowanego ABS oraz uchwyty na kroplówkę oraz metalowy wysięgnik z uchwytem to przykłady funkcji, które ułatwiają codzienne zajęcia opiekunom i zapewniają komfort pacjentowi.

Łóżko szpitalne pomoc dla personelu medycznego i wygoda dla pacjentów

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją to nieocenione narzędzie w zapewnianiu komfortu pacjentowi oraz zmniejszaniu wysiłku fizycznego personelu medycznego. Dzięki zaawansowanemu systemowi elektrycznemu, które umożliwia precyzyjną regulację sekcji uniesienia ud i podudzi, oparcia pleców za pomocą intuicyjnego pilota, łóżko szpitalne jest w stanie szybko dostosować się do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Łóżka medyczne nie tylko zwiększają komfort leżącego, umożliwiając znalezienie optymalnej pozycji do odpoczynku czy rehabilitacji, ale również mają ogromne znaczenie dla pracy personelu medycznego. Eliminują konieczność ręcznej regulacji, co pozwala personelowi na skupienie się na bardziej istotnych aspektach opieki nad pacjentem, jak monitorowanie jego stanu zdrowia czy bezpośrednia pomoc w codziennych czynnościach.

Ponadto, łóżko szpitalne często jest wyposażone w dodatkowe funkcje ułatwiające opiekę, takie jak boczne barierki ochronne, uchwyty na kroplówki czy metalowe wysięgniki, które zwiększają funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji zapewniają nie tylko trwałość, ale również stabilność podczas zmiany pozycji oraz codziennej pielęgnacji pacjenta. Dzięki powyższym cechom, łóżko szpitalne z elektryczną regulacją staje się nieodzownym elementem w nowoczesnych placówkach medycznych, spełniającym najwyższe standardy zarówno pod względem komfortu pacjenta, jak i efektywności pracy personelu.

Łóżko szpitalne z pozycją Trendelenburga

Pozycja Trendelenburga to specyficzna pozycja ciała pacjenta, w której głowa jest umieszczona na niższym poziomie niż reszta ciała, a nogi są uniesione wyżej. Jest to położenie, w którym łóżko lub stół operacyjny jest nachylony w taki sposób, że górna część ciała jest pochylona w dół, a dolna część ciała jest uniesiona. Głównym celem pozycji Trendelenburga jest poprawa krążenia krwi i przepływu krwi do narządów wewnętrznych oraz zmniejszenie obciążenia krążenia obwodowego.

Informacje:

Model: