

Eragon stitch - igłotrzymacz prosty

Opis produktu:



Nowa, modułowa generacja uchwytów igłowych marki Richard Wolf GmbH do laparoskopii ustanawia nowy standard w swojej dziedzinie. Dzięki modułowej konstrukcji, imadło można łatwo dostosować do specyficznych potrzeb operacyjnych, co czyni je niezastąpionym elementem wyposażenia każdej sali operacyjnej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Eragon stitch - igłotrzymacz prosty

Imadło 3-elementowe złożone z:

- rączki axialnej,
- płaszcz nieizolowanego o $\varnothing$ 5,0 mm i dł. roboczej 330 mm,
- wkładu prostego z wkładką z węgla, jedna bransza ruchoma, dł. bransz 19 mm.

Główne cechy

- **Modułowa konstrukcja (wkład, płaszcz, uchwyt):** pozwala na łatwą wymianę i dopasowanie różnych części, w zależności od wymagań zabiegu. Zestaw 83935073 obejmuje wkład o branszach prostych, nieizolowany płaszcz oraz uchwyt axialny.
- **Precyzja i kontrola:** ergonomiczny design zapewnia chirurgowi pewny chwyt i precyzyjne manewrowanie. Dzięki temu możliwe jest delikatne i dokładne manipulowanie tkankami.
- **Wysokiej jakości materiały:** imadło wykonane jest z trwałej, nierdzewnej stali medycznej, która gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz łatwość w sterylizacji.
- **Uniwersalność:** nadaje się do szerokiego zakresu procedur chirurgicznych, w tym w

laparoskopii chirurgicznej, ginekologicznej oraz urologicznej.

- **Łatwa konserwacja:** modułowe elementy można szybko i łatwo demontować, co ułatwia czyszczenie i konserwację narzędzia.

Zastosowanie

Narzędzie laparoskopowe chwytające 83935073 ERAGON Stitch jest dedykowane m.in. do zabiegów laparoskopowych w urologii, ginekologii oraz chirurgii ogólnej.

Chirurgia ogólna

- Chwytnie i trzymanie tkanek w trakcie usuwania wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego czy przepuklin.
- Ułatwianie precyzyjnych cięć i zszywania tkanek.

Ginekologia

- Pomoc przy operacjach takich jak usunięcie torbieli jajników, leczenie endometriozy czy histerektomia.
- Manipulowanie tkankami w obrębie miednicy mniejszej.

Urologia

- Używane podczas operacji prostaty, nerek oraz innych zabiegów urologicznych.
- Precyzyjne chwytnie i przemieszczenie tkanek w trudnodostępnych miejscach.

Załączone zdjęcia do produktu są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi produkt wraz z innymi elementami.

Informacje:

Model: