

Szuflada do wózka endoskopowego RiwoMobil z przegródką na zasilacz sieciowy - OUTLET



Opis produktu:

Szuflada do wózka endoskopowego Riwo Mobil to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o organizacji i przechowywaniu niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów endoskopowych. Solidna konstrukcja, wysoka jakość materiałów oraz ergonomiczny design sprawiają, że szuflada idealnie sprawdzi się w każdej sali zabiegowej, zapewniając łatwy dostęp do przechowywanych przedmiotów i utrzymanie porządku. Szuflada dodatkowo wyposażona jest w przegródkę na zasilacz sieciowy.

- Produkt nowy.
- Rok produkcji: 2020

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szuflada do wózka endoskopowego RiwoMobil z przegródką na zasilacz sieciowy

Zaprojektowana do łatwego montażu i demontażu na wózkach RiwoMobil nr kat. 32116015, 32116013, 32116014, 32116012, 32116011 (szerokość półki pod którą montowana jest szuflada – 370 mm). Szuflada wyposażona w przegródkę na zasilacz sieciowy.

Kluczowe cechy

- **Solidna konstrukcja:** Wykonana z wysokiej jakości materiałów szuflada gwarantuje długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia.
- **Pojemność:** Oferuje odpowiednią ilość miejsca na przechowywanie akcesoriów zabiegowych, narzędzi oraz innych niezbędnych przedmiotów, pomagając w utrzymaniu porządku.
- **Ergonomiczny design:** Łatwe otwieranie i zamykanie szuflady dzięki wygodnemu uchwytemwi, co pozwala na szybki i wygodny dostęp do zawartości.
- **Bezpieczeństwo:** Wyposażona w mechanizm blokujący, który zabezpiecza zawartość przed przypadkowym wysunięciem podczas przemieszczania wózka.
- **Łatwość czyszczenia:** Gładkie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję, zapewniając higieniczne warunki pracy.
- **Kompatybilność:** Zaprojektowana do łatwego montażu i demontażu na wózkach RiwoMobil nr kat. 32116015, 32116013, 32116014, 32116012, 32116011.

Zastosowanie

- **Endoskopia:** Idealna do przechowywania akcesoriów endoskopowych, zapewniając łatwy dostęp i organizację narzędzi podczas zabiegów.

Załączone zdjęcia do produktu są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi produkt wraz z innymi elementami.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Stan: doskonały

Model: