


Eragon modular - kleszcze chwytające - OUTLET

Kleszcze chwytające i ekstrakcyjne



kleszcze chwytające typu Mayoma,
pazury 2x3, 30 mm,
jedna bransza ruchoma

Opis produktu:

Narzędzia ERAGON modular marki Richard Wolf GmbH określają nowy standard jakości i uniwersalności. System modułowych narzędzi pozwala na zastosowanie ich w szerokim zakresie aplikacji. Narzędzie typu 83934887 zostało stworzone z myślą o każdej dyscyplinie w laparoskopii. Narzędzie ERAGON modular zostało dobrze przemyślane pod kątem bezpieczeństwa użytkownika. Dotyczy to zarówno czyszczenia jak i bezpieczeństwa pacjenta.

- Produkt nowy.
- Rok produkcji: 2020

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Eragon Modular - kleszcze chwytające

Płaszcz został zaizolowany przy pomocy wysokiej jakości materiału Halar®. Dzięki temu znacząco ograniczono podatność płaszczka na uszkodzenia w porównaniu do izolacji wykonanej z rurek termokurczliwych. Użycie izolacji Halar® zapewnia niezawodne połączenie oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas korzystania ze złącza HF. Kleszcze chwytające ERAGON modular posiadają technologię łączenia elementów „click-it”, która umożliwi łączenie narzędzia w prosty i wygodny sposób zarówno podczas zabiegu jak i w trakcie sterylizacji.

Narzędzie 3-elementowe złożone z:

- rączki pistoletowej bez przyłącza HF,
- płaszczka izolowanego z powłoką Halar® o Ø 5,0 mm i dł. roboczej 330 mm,

- wkładu typu „Mayoma” pazury 2x3, 30 mm, jedna bransza ruchoma.

Zastosowanie

Narzędzie laparoskopowe chwytające 83934887 Eragon modular jest dedykowane m.in. do zabiegów laparoskopowych w urologii, ginekologii oraz chirurgii ogólnej.

- **Chirurgia ogólna:** Chwywanie i trzymanie tkanki w czasie zabiegu cholecystektomii.
- **Ginekologia:** Chwywanie i trzymanie tkanki w czasie zabiegów morcelacji, np. przy mięśniakach.
- **Urologia:** Precyzyjne chwywanie i przemieszczenie tkanek w trudnodostępnych miejscach.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Stan: doskonały

Model: