

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości - model 3303



Opis produktu:

4-sekcyjne łóżko z elektryczną regulacją wysokości, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach.

Wymiary powierzchni leżyska wynoszą 200 x 85 cm. Sekcja oparcia pleców, miednicy, ud i nóg wykonane ze zdejmowanego, formowanego tworzywa sztucznego (ABS) zaprojektowanego z myślą o łatwym czyszczeniu i dezynfekcji. Powyższe elementy można łatwo wymienić w przypadku zużycia.

Łóżko nie zawiera materaca.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy, części plastikowych i powierzchni laminowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Oferta dotyczy łóżka w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko szpitalne z elektryczną regulowaną wysokością

Łóżko elektryczne, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów, odpowiednie do użytku szpitalnego. Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny

dezynfekujące stosowane w szpitalach. Sekcja oparcia pleców, miednicy, ud i nóg wykonane ze zdejmowanego, formowanego tworzywa sztucznego (ABS) zaprojektowanego z myślą o łatwym czyszczeniu i dezynfekcji. Powyższe elementy można łatwo wymienić w przypadku zużycia.

Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz rozporządzeniem dotyczącym sprzętu medycznego 2017/745.

Poziom ochrony części elektrycznych IPX6.

Wytrzymała metalowa rama z bezpiecznym obciążeniem roboczym 260 kg, bez ograniczenia ruchów.

Wypożyczony w dwie szyny i haki do montażu różnych akcesoriów.

Maks. waga pacjenta 220 kg.

2 uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wisięgnika do podnoszenia się pacjenta

Konfiguracja

Solidna metalowa rama, malowana elektrostatycznie proszkiem epoksydowym.

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

4 pojedyncze siłowniki -1 jednostka sterująca-1 kontroler pacjenta

4 elastyczne odbojniki

4 pojedyncze plastikowe kółka o średnicy 150 mm z systemem jednoczesnego hamowania jedno z nich kierunkowe

Odłączane szczyty łóżka wykonane z formowanego ABS

4-sekcyjna, odłączana powierzchnia leżyska wykonana z ABS

Funkcja Autokontur / Automatyczna regresja

Uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wisięgnika do podnoszenia się pacjenta

Konfiguracja

Łóżko szpitalne z elektrycznie regulowaną wysokością marki Psiliakos cechuje się szeroką gamą możliwości modyfikacji łóżka pod potrzeby nawet najbardziej wymagającego pacjenta.

Konfiguracja

Część tylna ma wbudowaną funkcję ruchu do tyłu i podnoszenia, aby uniknąć nacisku na okolice brzucha.

Konfiguracja

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Panele plastikowe

Zdejmowane szczyty łóżka wykonane z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. (Opcjonalnie: z kolorowymi lub drukowanymi panelami)

Aluminiowe ramy z drewnianymi panelami

Panele drewniane

Panele boczne można przesuwac do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

Rozwiń opcje poniżej po więcej szczegółów.

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

Plastikowe panele boczne

Dwuczęściowe barierki boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka i pokrywającymi 3/4 jego długości leżyska.

Plastikowe panele boczne pełnej długości

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Dzięki dwóm regulowanym pozycjom, dopasowują się do ruchów łóżka i pokrywają 4/4 jego długości leżyska.

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów. Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio mogą być również ustawiane przy pomocy kontrolera.

Kontroler pacjenta to kluczowe urządzenie medyczne, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie parametrami zdrowotnymi pacjenta. Współcześnie istnieje potrzeba stworzenia przewodowego kontrolera, który jest łatwy w obsłudze i może być wymieniany przez personel medyczny o różnym poziomie specjalizacji.

Zintegrowane elementy sterujące na panelu bocznym to istotna część systemu kontroli pacjenta, ściśle zintegrowana z szynami bocznymi łóżka szpitalnego. Te kontrolery są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić personelowi medycznemu łatwy dostęp do niezbędnych funkcji bez

Podkreślenie

Wzrost

Waga

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wymiary (dł. x szer.)	200 cm x 85 cm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.)	220 cm x 99 cm
Minimalna wysokość	44,5 - 79,5 cm (w zależności od kół)
Elektryczna regulacja wysokości	Zakres 445 - 795 mm
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	70°
Kąt pozycji anty-Trendelenburga	17°
Bezpieczne obciążenie robocze	260 kg
Maksymalna waga pacjenta	220 kg
Stopień ochrony IP	IPX6

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

____Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model:

