



Fesia Bike - Funkcjonalna elektrostymulacja (FES)

Opis produktu:

Fesia Bike to urządzenie opierające się na funkcjonalnej stymulacji elektrycznej, które pozwala wywołać wyprost kolana w odpowiedniej fazie jazdy na rowerze.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fesia Bike - Funkcjonalna elektrostymulacja (FES)

Urządzenie wyposażone jest w elektrodę wielopolową, która umożliwia szybką aplikację. Głównym działaniem Fesia Bike jest zmniejszenie zmęczenia mięśni oraz zwiększenie zakresu ruchu. W skład zestawu wchodzi dwa stymulatory: do jednoczesnej stymulacji lewej i prawej kończyny.

Zalety Fesia Bike

małe rozmiary i bezprzewodowość umożliwiają swobodny ruch,

zwiększenie możliwości pacjentów,

szybka konfiguracja,

możliwość stosowania na każdym etapie rehabilitacji,

możliwość pracy z rowerami oraz wszystkimi typami rotorów, także tymi dla pacjentów leżących.

Fesia Bike - Cechy

Oszczędność czasu

Nie wymaga skomplikowanej aplikacji i konfiguracji. Możesz rozpocząć jazdę na rowerze w ciągu kilku sekund.

Idealny partner w terapii

Bezprzewodowa konstrukcja umożliwia integrację z innymi urządzeniami rehabilitacyjnymi.

Płynne przejścia

Można go używać zarówno w środowiskach opieki zdrowotnej, jak i w warunkach domowych.

Moc podwójnego działania

Można łączyć z Fesia Walk podczas ćwiczeń rowerowych.

Informacje:

Kategoria: Aparaty do Elektrostymulacji

Model: