

Wideo Rhinolaryngoskop firmy Hawk

Opis produktu:

Wideo Rhinolaryngoskop firmy **Hawk** to wysokiej jakości **endoskop laryngologiczny** wielorazowego użytku. **Endoskop** ten jest doskonałym wyborem do **endoskopii jamy nosowej** oraz **laryngoskopii**. Oferowane urządzenie pracuje w technologii cyfrowej oferując obraz wysokiej jakości oraz możliwość jego rejestrowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wideo Rhinolaryngoskop - parametry endoskopu

- Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej wideo rhinolaryngoskopu Ø 3,2 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej wideo rhinolaryngoskopu Ø 3,0 mm
- Długość robocza 300 mm
- Pole widzenia 110°
- Głębina ostrości 2-50 mm
- Wygięcie części dystalnej endoskopu 130° góra i 130° dół

Skład zestawu

- Przenośny wideo rhinolaryngoskop z wymiennym monitorem o średnicy 3,5"
- Ładowarka
- Walizka transportowa

Dodatkowe akcesoria wchodzące w skład zestawu

- Dodatkowy, dotykowy 8" monitor endoskopowy
- Kabel łączący endoskop z monitorem 8" o dł. 3m

Informacje:

Model: