



Woda w sprayu - OXY SPRAY STERILE

Opis produktu:

Wyprodukowany w Szwajcarii **OXY SPRAY STERILE** to woda wzbogacona wysoko **skoncentrowanym, czystym tlenem**, o działaniu nawilżającym, odświeżającym i łagodzącym, która chroni skórę twarzy i całego ciała.

Samodzielny produkt kosmetyczny, środek oczyszczający i częściowo dezynfekujący skórę oraz powierzchnie ran, a także produkt używany w połączeniu z **terapią światłem Bioptron**. **OxySterile Spray** to jedyny w swoim rodzaju sterylny produkt na rynku, odpowiedni dla skóry dziecka, kobiet i mężczyzn.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Woda w sprayu - OXY SPRAY STERILE

Wyprodukowany w Szwajcarii **OXY SPRAY STERILE** to woda wzbogacona wysoko **skoncentrowanym, czystym tlenem**, o działaniu nawilżającym, odświeżającym i łagodzącym, która chroni skórę twarzy i całego ciała.

Samodzielny produkt kosmetyczny, środek oczyszczający i częściowo dezynfekujący skórę oraz powierzchnie ran, a także produkt używany w połączeniu z **terapią światłem Bioptron**. **OxySterile Spray** to jedyny w swoim rodzaju sterylny produkt na rynku, odpowiedni dla skóry dziecka, kobiet i mężczyzn.

Dane techniczne:

Zastosowanie	Do wspomagania procesu światłoterapii
Masa	0,33 kg
Pojemność	250 ml
Składniki	250 gr woda + 2 gr czysty tlen

Informacje:

Model: