

Stolik SL-6 na urządzenie do magnoterapii montowany do leżanki L-6



Opis produktu:

Stolik SL-6 zaprojektowany specjalnie do montażu na leżance L-6, zapewnia wygodne i bezpieczne miejsce na aparaty do magnetoterapii. Umożliwia ergonomiczne ustawienie aparatu w zasięgu ręki, co ułatwia kontrolę nad przebiegiem zabiegu oraz oszczędza przestrzeń w gabinecie. Solidna konstrukcja stolika gwarantuje stabilność aparatu, a jego bezpośrednie mocowanie do leżanki sprawia, że cała konfiguracja sprzętu jest kompaktowa i funkcjonalna. Idealne rozwiązanie dla profesjonalnych gabinetów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stolik SL-6 na urządzenie do magnoterapii montowany do leżanki L-6

Stolik SL-6 firmy EiE Otwock jest specjalnie zaprojektowany do montażu na leżance L-6. Służy jako dedykowane miejsce na aparaty do magnetoterapii, zapewniając ergonomiczne i bezpieczne ustawienie. Dzięki bezpośredniemu mocowaniu do leżanki L-6, stolik tworzy kompaktową i funkcjonalną konfigurację sprzętu, idealną dla gabinetów rehabilitacyjnych.

Informacje:

Model: