



Zestaw do koloroterapii Biopttron Compact III

Opis produktu:

Zestaw do koloroterapii do aparatu Biopttron Compact III został wycofany z produkcji, zastąpiono go Zestawem do koloroterapii do aparatu MedAll.

Produkt archiwalny, zobacz:

Zestaw do koloroterapii do lampy do naświetlań Biopttron MedAll

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Lampy Biopttron Solmed Solux do światłoterapii:
Koloroterapia

Opcje produktu: