

Młotek neurologiczny BUCK z kamertonem 128 Hz



Opis produktu:

Młotek neurologiczny BUCK z kamertonem 128 Hz.

Wymiary: ~25,4 x 12,7 x 50,8 mm

Waga: ~180 g

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Młotek neurologiczny BUCK z kamertonem 128 Hz

Jedna strona przyrządu posiada główkę młotka neurologicznego. Urządzenie posiada również kamerton 128 Hz, igłę, pędzelek i wiatraczek. Zawiera lateks.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: