

ZESTAW DO KOLOROTERAPII DO BIOPTRON PRO 1

Opis produktu:

Bipotron Pro 1 koloroterapia oparta na zasadzie terapii kolorami czakry- stymulacji. Przynosi ogromne korzyści zdrowotne.

Produkt archiwalny



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Światło BIOPTRON jest światłem spolaryzowanym; fale elektromagnetyczne spolaryzowanego światła oscylują wyłącznie w równoległych płaszczyznach, sprawiając, iż światło z łatwością przenika nasze ciało. Światło BIOPTRON nie zawiera promieniowania ultrafioletowego oraz nie emituje ciepła: BIOPTRON Pro 1 jest bezpieczny dla użytkownika i nie wywołuje żadnych negatywnych skutków ubocznych. Celem koloroterapii jest leczenie źródła dolegliwości, bardziej niż objawów, dążąc do równowagi organizmu stymulacji stanu fizycznego i emocjonalnego.

Koloroterapia BIOPTRON Pro 1 polega na stymulacji czakr - wykorzystując pozytywny wpływ:

- światła
- 7 specjalnych kolorowych filtrów

Koloroterapia BIOPTRON Pro 1 to łagodna, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia, wykorzystująca moc kolorów, która pozytywnie wpływa na ludzki organizm.

7 kolorowych filtrów do stymulacji Czakr

Zalety produktu:

- szeroki zakres zastosowania
- krótki czas terapii
- generuje oszczędności
- nie wywołuje żadnych znanych skutków ubocznych

- łatwy w obsłudze
- może być stosowany w profesjonalnych placówkach medycznych i w domach pacjentów

Korzyści:

- pojedyncza jednostka emituje szerokie pasmo fal światła z trwałą i nieustanną intensywnością, co gwarantuje bezpieczeństwo i klinicznie potwierdzoną skuteczność w gojeniu ran i łagodzeniu bólu.
- łatwy w obsłudze i nie wymaga wkładu finansowego w utrzymaniu
- zaprojektowany i wyprodukowany przez BIOPTRON AG, Szwajcaria
- technologia BIOPTRON jest zatwierdzona i wykorzystywana przez lekarzy na uniwersytetach i placówkach medycznych na 5 kontynentach

Informacje:

Lampy Bioptron Solmed Solux do światłoterapii:
Koloroterapia

Opcje produktu: