

## Podstawowy zestaw do Artroskopii firmy Richard Wolf

### Opis produktu:

Podstawowy zestaw do Artroskopii firmy Richard Wolf. Oferowany sprzęt jest nowy wolny od wszelkich wad i posiada pełną gwarancję producenta.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

W skład zestawu wchodzi następujące narzędzia:

- 1x Optyka HD Panoview  $\varnothing$  4 mm, kąt patrzenia 30°, średnica 4mm, długość robocza 175 mm, z uniwersalnym okulem, autoklawowalna,
- 1x Płaszcz wysokiego przepływu 6,0 mm z dwoma kranikami obrotowy, średnica zewnętrzna 6,0 mm, dł. robocza 130 mm, z mechanizmem uszczelniającym, konstrukcja płaszcza chroniąca czoło optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi, innowacyjny bezsprężynowy system szybkiego mocowania instrumentu (optyka, trokar, korek), kraniki wymienne wykonane z tworzywa sztucznego,
- 1x Trokar pół-tępy,
- 1x Światłowód o śr. 3,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: 80663523 światłowód oznaczony kolorem pomarańczowym, 809509 adapter do połączenia z endoskopem R.Wolf, 8095,07 adapter do połączenia z projektorem R.Wolf).

### **Informacje:**

### **Model:**

Podstawowy zestaw do artroskopii: 1. bez kosza lub pojemnika do sterylizacji optyki, 2. z koszem do sterylizacji i przechowywania optyki, 3. z pojemnikiem do sterylizacji całego zestawu