



Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości model 2108

Opis produktu:

Fotel ginekologiczno-położniczy 2108 stanowi specjalistyczne wyposażenie medyczne dedykowane do przeprowadzania badań i zabiegów z zakresu **ginekologii** oraz **położnictwa**. Konstrukcja fotela opiera się na solidnej podstawie i kolumnie, które zostały wykonane ze stali poddanej procesowi malowania proszkowego. **Fotel ginekologiczny** posiada materac, który został wykonany z eko skóry o zwiększonej **odporności na środki dezynfekujące** stosowane w środowisku szpitalnym.

Bezpieczne obciążenie robocze **fotela ginekologicznego**, które wynosi **200 kg** gwarantuje stabilność i **komfort podczas badań pacjentek** o różnej budowie ciała. **Fotel ginekologiczny** spełnia rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa wymagane w sektorze ochrony zdrowia, zapewniając komfort zarówno pacjentkom, jak i personelowi medycznemu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości model 2108

Specjalistyczny **fotel ginekologiczno-położniczy** stanowi niezbędne wyposażenie gabinetów medycznych, umożliwiając przeprowadzanie szerokiego spektrum **badania i zabiegów z zakresu ginekologii oraz położnictwa**. Konstrukcja **fotela ginekologicznego** opiera się na solidnej podstawie i kolumnie, wykonanych ze stali poddanej procesowi malowania proszkowego, co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne w warunkach intensywnego użytkowania klinicznego.

Zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe w konstrukcji **fotela ginekologiczno-położniczego** umożliwiają jego długotrwałe i bezpieczne użytkowanie w warunkach gabinetu medycznego. **Fotel ginekologiczny** spełnia rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa wymagane w sektorze ochrony zdrowia, zapewniając komfort zarówno pacjentkom, jak i personelowi medycznemu podczas przeprowadzania specjalistycznych procedur ginekologicznych oraz położniczych.

Podstawowa

Solidną metalową ramę, malowaną elektrostatycznie proszkiem epoksydowym

w pełni regulowane podpory nóg

3 niezależne siłowniki, 1 jednostka sterująca, 1 pilot ręczny

wysokiej jakości tapicerka

uchwyty na ręce

pojemnik bez odpływu ze stali nierdzewnej

wieszak na ręcznik papierowy

Obudowa z ABS zabezpieczająca mechanizm sterujący

Fotel ginekologiczny z zaawansowaną regulacją elektryczną model 2108

Fotel ginekologiczny wyposażony jest w zaawansowany system elektrycznej regulacji, obejmujący kluczowe sekcje dla komfortu pacjentki i ergonomii pracy lekarza. Elektryczna regulacja obejmuje sekcję siedziska, umożliwiając optymalne ustawienie pozycji pacjentki. Ponadto, fotel ginekologiczny posiada elektryczną regulację wysokości w szerokim zakresie, co pozwala na dostosowanie go do wzrostu zarówno pacjentki, jak i lekarza. Elektryczna regulacja sekcji oparcia pleców zapewnia precyzyjne ustawienie kąta nachylenia, co jest szczególnie istotne podczas różnorodnych procedur ginekologicznych i położniczych.

Zakres ruchów (regulowanych elektrycznie)

24°Regulacja sekcji siedziska

Regulacja wysokości Zakres 200 mm

Min. wysokosc: 700 mmMaks. wysokosc: 900 mm

-8° to + 57°Sekcja oparcia pleców

Front ginekologiczny Peliplus model 2108

1Pilot przewodowy

2Uchwyt na ręcznik papierowy

3Zdejmowana poduszka (opcja)

4Gruba pianka pokryta wysokiej jakości wodoodporną, trwałą tapicerką, odporną na działanie podstawowych środków dezynfekcyjnych stosowanych w placówkach medycznych.

5Para regulowanych podpór na nogi.Swobodna regulacja podpory pod dowolnym kątem i nachyleniem za pomocą specjalnego zacisku.

6Wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej

7Przyciski nożne do regulacji wysokości (opcja)

8Składany i odłączany panel przedłużający leżysko (opcja)

Opis funkcji

Odchylane podłokietniki

Pedały zintegrowane z podstawą

Składany i odłączany panel przedłużający leżysko

Zintegrowany odchylany stopień

Mechaniczna regulacja zagłówka +/-20°

Integrowane kolory tapisek

Jasno beżowy

13000

Biały

13001

Beżowy

13010

Jasno żółty

2633

Ciemno beżowy

8533

Różowy

2008

Czerwony

13201

Koralowy blady

13250

Przypalony pomarańczowy

13256

Ciemno malinowy

13220

Jasno czekoladowy

13303

Jasno fioletowy

13093

Czekoladowy

13275

Khaki jasny

13403

Letnia zielen

13401

Khaki

13404

Turkusowy

13410

Ciemno zielony

13420

Jasno turkusowy

13405

Chłodny szary

13503

Jasno niebieski

13507

Ciepły niebieski

13504

Ciemno kobaltowy

13523

Ciemno niebieski

13501

Czarny

13901

Żółty

13801

Fuksja

13802

Fioletowy

13803

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru tapicerki. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Dane techniczne

Długość całkowita z panelem przedłużającym leżysko [mm]	1720
Szerokość [mm]	610
Regulacja wysokości [mm]	min. 700, max. 900
Regulacja sekcji siedziska [°]	24
Sekcja oparcia pleców [°]	-8° do + 57°

Obciążenie robocze [kg]	200
Waga [kg]	85

Informacje:

Kategoria: Fotele ginekologiczne

Model:

Podpory nóg pokryte tapicerką w kolorze fotela -
Psiliakos: nie, tak
Zdejmowana poduszka w kolorze fotela -
Psiliakos: nie, tak
Odchylane, tapicerowane podłokietniki -
Psiliakos: nie, tak
Składany i odłączany panel przedłużający leżysko
- Psiliakos: nie, tak
Mechaniczna regulacja zagłówka +/-20° -
Psiliakos: nie, tak